開発成果報告書

放射能分析用

玄米認証標準物質(粒状)

JSAC 0731 JSAC 0732

2012年8月21日

2012年10月15日改1

(認証値の表示を修正)



目 次

			F		
はじ	め		1		
開発	きの緒	1			
計量	₹ ト I	>ーサビリティ	2		
試彩	調	Ψ.	4		
均質	f性i	平価	6		
共同	同実駒		9		
不確	産かる	きの算出	11		
標準	售物質	重の利用	15		
認証書					
結語	1		16		
資料	ŀ		17		
鋓	1	: 参加試験所が使用した参照標準の概略図	18		
鋓	2	: 調製作業	19		
鋓	3	: 共同実験参加試験所の測定条件など	27		
鋓	4	: 共同実験参加試験所の測定条件など(Lab 7追記)	43		
鋓	5	: 共同実験参加試験所の測定条件など(Lab 8追記)	47		
鋓	6	: Cs-134とCs-137の関係について	48		
鋓	7	:報告された 線スペクトル例	49		
鋓	8	: 計算に基づく方法(LabSOCS)	54		
鋓	9	:認証書	55		
	は開計試均共不標認結 資料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料	は開計試均共不標認結 資料料料料料料料料じ発量料質同確準証語 料 1234567890のト調性実か物書 123456789	はじめに 開発の経緯 計量トレーサビリティ 試料調製 均質性評価 共同実験の報告結果及び特性値の決定 不確かさの算出 標準物質の利用 認証書 結語 資料 役料 1 :参加試験所が使用した参照標準の概略図 積料 2 :調製作業 译料 3 :共同実験参加試験所の測定条件など (Lab 7追記) 行料 4 :共同実験参加試験所の測定条件など(Lab 7追記) 行料 5 :共同実験参加試験所の測定条件など(Lab 8追記) 行料 6 : Cs-134とCs-137の関係について 行料 7 :報告された 線スペクトル例 行料 8 :計算に基づく方法 (LabSOCS) 行料 9 :認証書		

頁

開発成果報告書

放射能分析用 玄米認証標準物質(粒状) JSAC 0731,0732

1. はじめに

東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所事故により発生した放射性物質による環 境汚染の広がりは、国民生活の様々な側面に大きな影響を与えている. 土壌表面に降下し た放射性物質は、表流水の移動などに伴って分布状態を変え、住環境における外部被ばく 線量に影響している. また、農地やその周辺に降下した放射性物質は、農作物などに取り 込まれて国民の内部被ばく線量の上昇を招く可能性が指摘されている. 土壌などの環境試 料や食品中の放射性物質の量を正確に、かつ、迅速に測定する技術の開発は、放射能計測 分野に求められている火急の使命である. 特に食品分析については基準値がこれまでの暫 定基準値から大幅に引き下げになり、より微弱な放射能を定量することが社会的なニーズ となっている.

分析値の信頼性を確保するには、測定対象物質の分析値を、類似の組成を持ち計量トレーサビリティが取れた標準物質の分析値と比較することが必要である.このため日本分析 化学会では、2011年度から標準物質委員会での議論や震災対応WGの方針等を踏まえ、原 発事故対応支援を考慮した放射能分析用標準物質の作製を開始し、すでに2012年6月1日 に土壌標準物質の供給を行っている.

危急の対応が必要の中,今般,放射能測定用標準物質開発が独立行政法人科学技術振興機 構(以下 JST と呼ぶ)の研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)の 一つに採択され,武蔵大学 藥袋佳孝教授をチームリーダとして関連の標準物質開発を継 続・促進することとなった.開発課題(放射能環境標準物質の開発)の本年度の主たる目標 として,今年の生産時期に間に合うように玄米標準物質の開発を進めることになり,共同実 験の企画立案を策定するとともに,併行して均質性の評価や測定方法の検討が実施された. 標準物質の特性値は,関連分野の熟練試験所による共同実験方式で決定されることになり, このため参加試験所の応募を募ったところ我が国のみならず世界各国からも参加希望を受 け取った.今回の認証においては期限の制約のため我が国の試験所による報告値を基に決定 された.本報告はこれらの成果をまとめたもので,放射能濃度の認証値は次のとおりである.

Cs-134 (141 ± 9) Bq/kg Cs-137 (210 ± 13) Bq/kg K-40 (75 ± 7) Bq/kg

2. 開発の経緯

(公社)日本分析化学会標準物質委員会では渋川委員より震災対応WGの方針を踏まえ, 原発事故対応支援を考慮した放射能分析用標準物質の作製の提案がなされ,平井委員が土 壌と玄米について調達を行った.この玄米標準物質の開発については,JSTの研究成果展開 事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)「放射線計測領域」の平成24年度の開 発課題「放射能環境標準物質の開発」として採択された.武蔵大学 薬袋教授をリーダーと し,環境テクノス(株)岩本氏をサブリーダーとする産学協同の体制下に開発を行った.土 壤標準物質の開発を行った日本分析化学会の「放射能標準物質作製委員会」も継続し,両 者は連絡を密にして,玄米標準物質開発に携わった.環境テクノス(株)が調製作業を行い, 東京都市大学にて放射能測定による均質性を,(独)産業技術総合研究所にて化学分析に よる均質性を調査した.

測定方法としては,我が国における放射能分析の代表的な指針である"平成4年改訂文部科学省 放射能測定シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」"によることにした.

共同実験に参加した機関のリストを表1に示す.

表1 参加試験所リスト(順不同)
東京都市大学工学部
東京都市大学原子力研究所
明治大学理工学部
(大共)高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター
(財)日本分析センター
(公社)日本アイソトープ協会
(独)放射線医学総合研究所
(独)産業技術総合研究所
(独)日本原子力研究開発機構
(独)農業環境技術研究所
エヌエス環境株式会社
株式会社環境総合テクノス

3. 計量トレーサビリティ

表2に参加試験所が用いた参照標準とその合成標準不確かさを示す.

Lab 番号	参照標準	検出効率校正の 標準不確かさ (%)
1	日本アイソトープ協会製放射能標準ガ ンマ体積線源 MX033U8PP(U8 容器)	2.35 (該当エネルギー範囲で)
2	Cs-134, Cs-137:日本アイソトープ協 会製9核種線源(U8 容器) K-40:U8 容器に KCI を充填	2.5 (Cs-134) 2.5 (Cs-137) K-40については核データの不確か さと計数誤差を合成した. 1.0 (K-40)

表2 参加試験所が用いた参照標準と校正法に起因する合成標準不確かさ

3	Cs-134 及び Cs-137 については, 電離箱 で校正した放射能標準液(塩酸酸性) を U8 容器に希釈して 作製 K-40 については日本アイソトープ協会 製放射能標準ガンマ体積線源(9 核種) による効率曲線(U8 容器)	2.25 (Cs-134) 2.25 (Cs-137) 2.25 (K-40)
4	日本アイソトープ協会製 混合核種点 線源(MX402 53)(U8 容器)及び日本 アイソトープ協会製 CS-0509903(U8 容 器)	参照標準と校正式フイッティング の不確かさを合成した. 1.61
5	日本アイソトープ協会製9核種混合 放射能標準ガンマ体積線源(U8容器)	体積標準線源として該当エネルギ ー範囲で1.0以下 ピーク効率の校正値として, 1.62 (Cs-134) 1.33 (Cs-137) 1.49 (K-40)
6	日本アイソトープ協会製放射能標準ガ ンマ体積線源 MX033U8PP(U8 容器)	2.35 (該当エネルギー範囲で)
7	LabSOCS*,日本アイソトープ協会製 放射能標準ガンマ体積線源の測定を実施し、不確かさの範囲内で一致していることを確認(U8容器)	4.3
8	日本アイソトープ協会製放射能標準ガ ンマ体積線源 MX033U8PP(U8 容器)	2.35 (該当エネルギー範囲で)
10	日本アイソトープ協会製放射能標準ガ ンマ体積線源 MX033U8PP(U8 容器)	2.35 (該当エネルギー範囲で)
11	日本アイソトープ協会製放射能標準ガ ンマ体積線源 MX033U8PP(U8 容器)	2.5 (該当エネルギー範囲で)
14	Cs-134 及び Cs-137: 値付けされた溶液 を秤量し, 100mLの水に滴下して作成 K-40:容量分析用水酸化カリウム溶液 100mL 標準及び玄米試料共に PE 製広ロビンに 充填,基になる Cs-134 及び Cs-137 は ¹⁵² Eu 線源(JAERI Eu427 A-7):不確 かさ±4%(3), ②混合核種 線源(DKD 製 GF-ML-M-7601 S/N: 1560-47):不 確かさ±2.9%(2)により値付けした.	2.0 (Cs-134) 2.0 (Cs-137) K-40については核データの不確か さと計数誤差を合成した 1.0 (K-40)
15	日本アイソトープ協会製9核種混合標 準溶液(MX010-0017)を,アルミナ粉 末と混合し,U8容器に50mm高さで充填 して作成	2.7(該当エネルギー範囲で)

* Canberra 社製 LabSOCS (Laboratory Sourceless Objecet Calibration Software)

ピーク効率の校正の標準不確かさは、特に記述がない場合は、報告された場合はそのまま、報告されていない場合は用いた参照標準の拡張不確かさを包含係数(*k*=2)で割った値を用いた. Lab7 については一般的に推定される値である. 詳細は7節および添付資料3を参照のこと.

添付資料1に,共同実験における放射能測定トレーサビリティの概念を,参考のため図示 した.

4. 試料調製

(1) 試料の概要(調達された試料)

放射能レベルが 350 Bq/kg 程度の 30 kg 詰めの玄米試料4袋が用いられた.これらの試料を混合した後,小分けして候補標準物質を得た.試料の混合の前に実施された予備試験 及び試料の小分けや滅菌等について,(2)から(5)に記載した.これらは環境テクノス において実施された.

(2) 玄米混合の事前試験

試料の均質化を図るために先の 4 袋の一括混合を行うこととし、その際、放射性物質が 多く付着していると考えられる皮部の剥がれができるだけ生じない条件を探るために V 型 混合機を用いて事前に予備試験を実施した. 試料には市販される玄米を用い、120 kg 及び 60 kg について試験を行った. 時間は 30 分毎に合計 90 分の混合を行い、各段階で混合器の 下部からサンプリングを行った. サンプリングされた試料は、1 mm 目篩い、250 µ m 目篩 いを用い、1 mm 以上(米粒)、250 µ m 以上1 mm 未満、250 µ m 未満の3種に篩い分 け、分級された部分の質量を測定した. 回転速度 31 rpm で混合した場合、1 mm 未満の割 合が 0.05 %未満であり、V 型混合機における玄米試料の混合は皮部の剥がれに問題はない と考えられた.(詳細は添付資料 2 を参照)

(3) 候補試料の作製(混合,篩処理,瓶詰め)

試料の混合は先に調べた条件(V型混合機,1時間,回転速度31 rpm)で行われ,その後,1 mm目篩いで篩処理された.本処理による玄米の皮部の剥がれは1 mm未満約23 g 粉末分として23 g (0.02%)で事前試験と同様少なかった.得られた玄米試料は,A,B,C,Dの4つのステンレス缶に分けて保存され,瓶詰に供された.

瓶詰めには,滅菌のための放射線照射による劣化を避けるためにガラス製瓶(褐色)を 用いた(写真1).ガラス製瓶には2種類の容量(100 mL及び1L)の瓶が用いられ,100 mL 瓶には約 90 g,1L瓶には約 900gの玄米を採取した.試料の採取は,A,B,C,Dの容器 の順に瓶詰を行った.90 g 採取の瓶の番号を1,2,3,.....300 とし,6番号毎に 900 g を瓶詰 めし,番号を M1,M2,M3,....約 M50 とした.得られた瓶詰めの総数は下記の通りである.

> 100 mL 容器(90g 瓶詰め)300本(27 kg) 使用瓶:ねじ口瓶 褐色 SV-110 1L容器(900g 瓶詰め) 50本(45 kg) 使用瓶:サンボトル 茶 1L



写真1:使用瓶(左:100 mL 容器,右:1L 容器)

(4) 滅菌処理

瓶詰めされた試料は,財団法人放射線利用振興協会高崎事業所照射事業部において線 照射による滅菌処理が行われた.照射条件は Co-60線10kGy/h,前面1時間,後面1時間,計2時間,トータル20kGyの条件で行った.

(5) 均質性試験及び共同実験用試料の抽出

上記で瓶詰めした試料から,各ステンレス管の上部,中部,下部にあたる No.1,37,75 (ス テンレス管 A), No.76, 112, 150 (B), No.151, 187, 225 (C), No.226, 262,300 (D) を抜 き出し均質性試験用試料とした (計 12 本).

また、大凡均等に No.17, 34, 50, 67, 84, 100, 117, 134, 149, 166, 183, 199, 216, 233, 249, 266, 283, 299 を抜き出し共同実験用試料とした(計18本).

(6) 水分量の測定

水分量は2試験所で行われた.結果を下記に示す.

調製を行う前に購入したままの玄米4袋(RA,RB,RC,RD)について,環境テクノスにおいて105 で2時間の処理による質量の減少から得られた分析結果は次の通りである.

私う 明八し		- 2 9 百 小 平
玄米試料	含水≊	赵 (%)
袋 RA	10.62	10.88
袋 RB	11.05	10.96
袋 RC	11.49	11.33
袋 RD	10.91	10.36
平均	10.95	
標準偏差	0.36	

表3 購入した30 kg 袋ごとの含水率

また,調製・瓶詰め後に産業技術総合研究所において,放射能均質性試験を行ったと同じ瓶の試料を 95 ℃で 12 時間乾燥させ,乾燥前後の質量変化から水分量を測定した結果は次の通りである.

瓶番号		乾燥前/g	乾燥後/g	水分/%
No.1	1	0.5136	0.4411	14.12
	2	0.5966	0.5116	14.25
No.37	1	0.9433	0.8228	12.77
	2	0.5048	0.4326	14.30
No.75	1	0.7522	0.6558	12.82
	2	0.5559	0.4824	13.22
No.76	1	0.5520	0.4874	13.33
	2	0.7460	0.6494	12.95
No.112	1	0.6401	0.5558	13.17
	2	0.7415	0.6411	13.14
No.150	1	0.5660	0.4871	13.94
	2	0.6992	0.6058	13.36
No.151	1	0.5069	0.4358	14.03
	2	0.6800	0.5905	13.16
No.187	1	0.5540	0.4740	14.44
	2	0.6647	0.5727	13.84
No.225	1	0.6428	0.5567	13.39
	2	0.6396	0.5472	14.45
No.226	1	0.5562	0.4750	14.60
	2	0.8986	0.7802	13.18
No.262	1	0.5601	0.4843	13.53
	2	0.8015	0.6978	12.94
No.300	1	0.5579	0.4799	13.98
	2	0.6135	0.5265	14.18
Mean				13.6 %
RSD				4.24 %

表4 瓶詰め後の含水率

5. 均質性評価

(1) 均質性試験の手順

作製した候補試料からほぼ均等に抽出した 12 本の試料を U8 容器に詰めかえ,放射能測 定による均質性試験に用いられた.均質性試験は東京都市大学原子力研究所において実施 された.さらに,核種 K-40 に対する放射能分析の併行精度の不足を補うために化学分析に よる均質性の評価が行われた.放射能測定に用いたのと同じ瓶の試料を用いて産業技術総 合研究所において実施された.

(2) 放射能測定による試験結果

測定時間は少なくとも Cs-134 および Cs-137 に対して十分な併行精度が期待される 10 時間以上(36000秒)として, 7月19日から7月23日にかけて測定された. 解析手順は次のようである.

 s_{bb} を不均質性標準偏差、 s_{b+r} を複数試料を測定したときの測定値の標準偏差、 s_r を併行

精度(測定の繰返し標準偏差)とすると,併行精度が十分に精度良く評価されているなら*s_{bb}*は次式で求めることができる.

 $s_{bb}^2 = s_{b+r}^2 - s_r^2$

放射能測定の併行精度は計数誤差として測定カウント数の平方根で与えられることが分かっている. ピーク毎の面積はコベール法によって計算されており,この場合の計数誤差 はベースラインカウント数の計数誤差を加えているが,この計数誤差を*s*,に用いると不均 質性を過小評価することが懸念される.そこでここではベースラインによる計数誤差を含 めないで単にネットカウントの平方根から計数誤差を計算し,それを用いた*s*_{bb}も計算し, 化学分析も含めて総合的に不均質性の不確かさを決定することにした.3つの核種について 結果を表に示した.なお,測定値は2012年6月1日を基準日として計算し,Cs-134については604keVのピークが用いられている.

試料名	Cs-134 ネットカウント	計数 誤差 1	計数 誤差 2	Cs-137 ネットカウント	計数 誤差 1	計数 誤差 2	K-40 ネットカウン ト	計数 誤差 1	計数 誤差 2
玄米 No1	2351.25	48.49	53.92	2826.60	53.17	56.00	49.40	7.03	17.50
玄米 No37	2380.71	48.79	54.58	2892.10	53.78	55.80	81.60	9.03	18.30
玄米 No75	2372.19	48.71	53.77	2866.00	53.54	55.80	86.80	9.32	18.20
玄米 No76	2219.83	47.12	53.81	2815.00	53.06	55.10	104.40	10.22	18.60
玄米 No112	2276.60	47.71	53.90	2806.70	52.98	55.40	56.90	7.54	17.40
玄米 No150	2355.93	48.54	54.60	2707.20	52.03	54.80	74.40	8.63	17.40
玄米 No151	2383.43	48.82	55.30	2982.00	54.61	57.10	75.10	8.67	18.00
玄米 No187	2369.67	48.68	55.34	2829.00	53.19	55.60	74.60	8.64	17.80
玄米 No225	2362.19	48.60	54.17	2780.50	52.73	55.30	49.60	7.04	17.70
玄米 No226	2248.28	47.42	53.22	2871.30	53.58	56.00	50.60	7.11	17.00
玄米 No262	2369.07	48.67	53.93	2875.30	53.62	56.10	57.10	7.56	17.50
玄米 No300	2292.97	47.88	53.48	2812.30	53.03	55.70	63.70	7.98	17.70
AVERAGE	2331.84	48.29	54.17	2838.67	53.28	55.73	68.68	8.29	17.76
STDEV	56.78			67.24			17.16		
<i>S</i> _{b+r} (%)	2.44			2.37			24.99		
<i>S</i> _r (%)		2.07	2.32		1.88	1.96		12.07	25.86
$S_{bb}(\%)$		1.28	0.73		1.45	1.33		21.88	-6.66

表5 測定された放射能と計数誤差

ここで計数誤差1と計数誤差2はそれぞれネットカウントの平方根及びベースラインの 誤差を含めた計数誤差を示している.また,負の*s*_{bb}は,*s*²_{bb}が負になる場合に絶対値の平 方根を求め,それを便宜的に負の値として示したものである.

K-40 の結果を見ると、*s_{bb}*は計数誤差 1 を用いて計算すると非常に大きな値になり、逆に、計数誤差 2 を用いて計算すると負となり、不均質性に対して異常な数値を与えていることが分かる.これは均質性試験ではよく見られることで、併行精度が不足しているために不均質性の評価が上手くできない場合に相当する.

一方, Cs-134 及び Cs-137 については, Cs-134 に対して計数誤差 2 を用いた場合は 0.73 と少し小さい値を示すが,他は 1.28~1.45 と近い数値となっている.これらの結果から,

Cs-134 及び Cs-137 に対して大きい Sub 値を不均質性の評価において考慮した.

(3) 化学分析

放射能測定用に採取した試料の残りから 0.5gを分取した.分取した玄米試料をマイクロウェーブ分解し, ICP-OES で JCSS カリウム標準液,りん酸標準液から希釈調製した標準液から作成した検量線に従い,カリウム(K)とりん(P)濃度を分析した.結果は表6に示す.

		K∶mg/kg		P∶mg/kg	
瓶番号		測定-1	測定-2	測定-1	測定-2
No.1	分解-1	2672	2622	3468	3466
	分解-2	2596	2530	3344	3314
No.37	分解-1	2563	2559	3344	3409
	分解-2	2501	2478	3258	3278
No.75	分解-1	2519	2519	3236	3316
	分解-2	2608	2545	3404	3397
No.76	分解-1	2480	2451	3252	3304
	分解-2	2503	2456	3184	3345
No.112	分解-1	2615	2529	3395	3398
	分解-2	2453	2426	3165	3206
No.150	分解-1	2633	2540	3340	3329
	分解 - 2	2468	2438	3212	3220
No.151	分解-1	2452	2454	3277	3363
	分解-2	2575	2584	3379	3420
No.187	分解-1	2384	2398	3143	3232
	分解-2	2542	2494	3286	3319
No.225	分解-1	2564	2610	3322	3417
	分解-2	2727	2671	3669	3660
No.226	分解-1	2594	2547	3347	3444
	分解-2	2746	2758	3542	3624
No.262	分解-1	2522	2476	3254	3348

表6 化学分析による均質性試験

	分解 - 2	2590	2539	3369	3441	
No.300	分解-1	2582	2549	3379	3394	
	分解 - 2	2542	2507	3269	3321	
Mean		2540 r	3350 mg/kg			
c	3.	4.1 mg/kg		38.4 mg/kg		
3 _{bb}	(1	.34 %)		(1.1	5 %)	
*	33	.9 mg/kg		47.8	5 mg/kg	
u_{bb}	(1	.33 %)		(1.42 %)		

瓶間均質性の評価には、JIS Q 8404-2 による二段枝分かれによる方法が用いられた. ソフ トウエア・は産総研 WEB ページ(http://staff.aist.go.jp/t.ihara/archive.html)で提供される 「二段枝分かれ分析マクロ v9.1」を用いた.表中の u_{bb}^* はJIS Q 0035:7.9 項で記述される 次式で計算されている.

$$u_{bb}^* = \sqrt{\frac{MS_{\text{within}}}{n}} \sqrt[4]{\frac{2}{V_{MS_{\text{within}}}}}$$

ここで, MS は平均平方 (ANOVA), within はグループ内を意味, v はその自由度である. 12 試料について測定が行われているため,併行精度は十分な精度を持つと考え,計算さ

れた瓶間標準偏差 s_{bb} を K-40 の不均質性の不確かさとした.

(4) 不均質性に基づく不確かさの推定

Cs-134, Cs-137の不均質性としては,放射能測定によると,それぞれ 1.28%, 1.45%で 両者の違いは小さい.

⁴⁰K の不均質性については放射能測定では併行標準偏差が大きすぎるために均質性の 正しい評価が困難と考えられるので、化学分析による測定結果を用いて 1.34%と評価された.

これらの結果から全ての核種で同じ1.5%を不均質性の相対標準不確かさとした.

6. 報告結果及び特性値の決定

共同実験においては, 試料を各試験所で瓶から測定容器 (主に U8) に詰め替えて行った. 参加試験所の測定値と測定条件をまとめて添付資料3,4,5に示す.表8に,報告値とz スコア計算結果をまとめた.z スコアは従来法(Classic)およびロバスト法(Robust)に より求めた.ここで

Average: 平均値 SD : 室間再現標準偏差 RSD: 100×SD/Average Median: 中央値 NIQR : 標準化四分位範囲 (0.4713×四分位範囲で, ロバストな室間再現標準偏差) RNIQR: 100×NIQR/Median Classic z score: (x – Average) / SD x は各試験所の報告値

Robust z score : (x - Median) / NIQR

従来法による z スコアによるといずれも3を越える報告値はないが、ロバスト法による z スコアでは3を越える報告値があった(Cs-134 と Cs-137 の報告値の分布状況は添付資料6 のユーデン図を参照).しかし、ロバスト法による計算値は、試験所数が少ないために参考値として扱い、添付資料3,4,5に見るように測定条件で技術的に問題と思われる試験所はなく、棄却は行わなかった.本共同実験の報告値の評価には従来法による平均と標準偏差を用いる.従って、認証標準物質の特性値は平均値とした.

JIS Z 8404-1:2006 (ISO 21748:2010)「測定の不確かさ—第1部:測定の不確かさの評価 における併行精度,再現精度及び真度の推定値の利用の指針」にもとづき,次項で述べる 不確かさに加え,室間再現標準偏差(表7のSD)も「もうひとつの不確かさ」として認 証書に記載する.

注: JIS Z 8404-1 は現 ISO の旧版 ISO/TS 21748:2004 の翻訳規格.

Lob	核種	z sc	ore	核種	z sc	ore	核種	z so	core
Tab	Cs-134	classic	robust	Cs-137	classic	robust	K-40	classic	robust
1	138.3	-0.39	-0.83	203.9	-0.63	-1.36	DL	-8.34	-8.20
2	139	-0.28	-0.57	227	1.77	3.40	64	-1.19	-1.09
3	149	1.38	3.13	217.0	0.73	1.34	71	-0.41	-0.32
4	140	-0.11	-0.20	210	0.01	-0.10	82	0.77	0.86
5	142	0.25	0.61	213	0.35	0.59	81.0	0.71	0.79
6	139.3	-0.23	-0.46	209.8	-0.01	-0.14	72.71	-0.22	-0.13
7	126	-2.43	-5.39	189.0	-2.17	-4.43	62	-1.42	-1.32
8	143.3	0.43	1.02	218.3	0.87	1.61	90.84	1.81	1.89
10	138	-0.44	-0.95	199	-1.13	-2.37	DL	-8.34	-8.20
11	141	0.07	0.20	212	0.20	0.29	80.6	0.66	0.75
14	150	1.54	3.50	209	-0.10	-0.31	75	0.04	0.13
15	142	0.22	0.54	211	0.11	0.10	68	-0.75	-0.65
データ数 <i>p</i>	12			12			10		
Average	140.68			209.94			74.67		
SD	6.04			9.64			8.95		
RSD	4.29			4.59			11.99		
RSD / p	1.24			1.33			3.79		
Median	140.55			210.50			73.86		
NIQR	2.70			4.85			9.01		
RNIQR	1.92			2.30			12.20		

表7 報告値および z スコア計算値

報告値の単位:Bq/kg

表中の測定値では報告値をそのまま記載した. DL は検出下限以下と報告されたものを記載した. 試験所番号(Lab)につて, Lab 9,Lab 12 および Lab 13 は辞退されたため一部不連続となっている.

K-40の放射能濃度については、天然同位対比が保たれているとして化学分析と核データ

から放射能濃度を見積もると77Bq/kgとなり表7の共同実験の値と良く一致する.

試験所によっては、均質性試験とかねて複数の試料を測定していただいた.その場合は、 事前に特定した試料の結果を共同実験用に採用した.

添付資料6に、Cs-134とCs-137の相関をユーデン図で示した。

添付資料7には、報告された 線スペクトルの一部を示した.

7. 不確かさの算出

共同実験のデータ解析では多くの場合に測定方法に関する室間のかたよりは無視される. しかし,JISZ8404-1A.2.2において述べられるように,共同実験で推定されるかたよりの 不確かさが無視できないときは不確かさのバジェット表に含む必要がある.従って,ここ では、考えられる不確かさの要因を整理し、かたよりを与えると考えられる要因に対して 不確かさを推定し、これを合成することにした.

文献によると、測定用試料調製、Ge 半導体検出器のエネルギー及び検出効率校正、測定 試料の測定、核データなどの要因が挙げられ、下記の(1)から(4)に示すように詳細 な成分が議論されている.今回の共同実験において考慮が必要と考えた要因については (○)で示し説明を加えた.不確かさ要因の詳細については、文献参照のこと(C. Dovlete, P. P. Povinec: "Quantifying uncertainty in nuclear analytical measurements",

IAEA-TECDOC-1401, pp.103-126 (2004)).

- (1) 測定試料の調製
 - ・分析種の損失及び/又は汚染
 - ・試料質量又は容量
 - ・試料の不均質性(○)
 - 5. 均質性評価において考察した.
 - 前濃縮操作
- (2) エネルギー及び検出効率校正
 - ・測定時間内における機器の不安定性
 - ・エネルギー校正
 - 検出効率校正(〇)

信頼性の高い放射性核種の定量を行うためには、測定に用いる Ge 半導体検出器の 検出効率を正しく校正する必要がある. Ge 半導体検出器の検出効率校正法として、 点線源測定法,体積線源測定法,計算に基づく方法がある. 点線源測定法,体積線源 測定法ではそれぞれに対応した標準線源を用いることで国家標準との計量トレーサ ビリティが確保された校正が実現できる. また,計算に基づく方法では Ge 検出器の 結晶サイズ等の詳細な幾何学的形状,試料形状等の情報から検出効率を計算する方法 がキャンベラ社により LabSOCS として開発されている(添付資料 8 を参照).

標準線源は複数の核種を含み、広いエネルギー範囲で関数フイッティングすること により検出効率の校正を行う.これによる不確かさは通常小さくここでは無視した. この根拠については土壌標準物質開発報告書の添付資料9に示したので参考にされ たい.

従って、検出効率校正における不確かさは、各参加試験所の校正法に起因する合成 標準不確かさ(表2に示した)を二乗平均することで計算したが、土壌標準物質開発 の場合と参加試験所がほぼ重なり、多くは同じ標準を参照されているので、ここでも 前回の値をそのまま用いた.

- (3) 測定試料の測定
 - ・試料と標準間の測定ジオメトリーの違い
 - すべての試験所においてピーク効率の校正や比較校正に用いる標準と玄米試料について同じタイプの試料容器が用いられているのでジオメトリーの違いによる不確か さは無視できるとした.
 - 偶発同時計数
 - ・サム効果(真の加算同時計数)(○)

今回の対象核種では Cs-134 が該当する. 多くの試験所では, ソフトウエアに含まれる機能を用いて補正を行っている.

Lab 2, Lab 3 及び Lab 14 の 3 試験所は, Cs-134 を標準線源に用いているので補 正は不要であった.

また,Lab 1 では、サム効果の補正は行わなかった.Lab 1 はサム効果の影響を減らすため試料と標準線源は検出器から5 cm の距離をとって測定された.土壌標準物 質測定時の報告によると、検出器に直上に置く場合に比べて、Cs-134 の放射能算出 値が 12 %程度増加したとされる.

全ての試験所で適切な処置が取られていると考え、不確かさには合成しないことに した.

- 不感時間の影響
- ・壊変時間(サンプリングから測定までの冷却期間及び測定期間)の影響
- ・試料の自己吸収(〇)

もし測定される試料の組成と密度が計数効率校正用標準物質と異なる場合,検出効率に対する自己吸収補正が必要となる.それらの補正は,試料のジオメトリー,組成及び密度,そして検出器パラメータに依存する.この補正は大容量,高原子量,高密度試料,そして低エネルギー光子に対して大きくなる.玄米の密度として 0.829 g/cm³ ~0.866 g/cm³が用いられている(1試験所では玄米を粉砕して U8 容器に充填しており,密度は 0.973 g/cm³ と報告された).多くの試験所において標準線源に用いられている Al₂O₃の密度は約 1.0 g/cm³で,両方の試料を U8 容器に同じ高さ 5cm で充填したとすると自己吸収の違いは小さい.多くの試験所は使用するソフトウエアで補正している.文献では,試料マトリックスの主成分元素が既知の場合,自己吸収補正係数の相対不確かさは 1%以下(エネルギー60 keV 以上の線に対し)とされるので,こでは 1%とした.

- ・ピーク面積計算
- 計数の統計(〇)

計数による不確かさは主要な要因の一つである.特に検出効率が小さい K-40 核種 についてはカウント数が小さく大きな要因となっている.この要因による不確かさが 他の要因と重複して観測されるが,ここでの共同実験では報告値の標準偏差に含まれ るものとしてかたよりとは考えないため直接に合成する要因には含めない.

(4) 核データ

・半減期による不確かさ

γ線放出率による不確かさ

核データは添付資料 3 に報告されているように, 3 桁~4 桁の精度を持っているため不確かさの要因としては無視した.

(5) 共同実験の不確かさ

報告値の標準偏差としては、室間再現標準偏差とNIQRによる標準偏差が候補となるが、 参加した試験所数が限られるのでここでは単純な標準偏差である室間再現標準偏差を用い、 これを参加試験所数の平方根で割り、平均値の標準偏差として不確かさに合成する.

結論として、認証標準物質の合成標準不確かさは、共同実験の平均の標準不確かさ、参加試験所が用いた検出効率の校正の標準不確かさの二乗平均、自己吸収補正に含まれるかたより、均質性試験から推定された標準不確かさを合成して算出した. 拡張不確かさを算出する包含係数として *k*=2 を用いた.

不確かさ要因	Cs-134 (%)	Cs-137 (%)	K-40 (%)
共同実験	1.24	1.33	3.79
検出効率校正	2.42	2.30	2.32
自己吸収補正	1	1	1
不均質性	1.5	1.5	1.5
合成標準不確かさ	3.26	3.21	4.80
拡張不確かさ(<i>k</i> =2)	6.53	6.43	9.59
	(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
拡張不確かさ(k=2)	9.18	13.49	7.16

表8 不確かさの要因と算出値

認証書に記載する拡張不確かさは次の通り.

Cs-134	9 Bq/kg
Cs-137	13 Bq/kg
K-40	7 Bq/kg

ここで, 拡張不確かさは, 合成標準不確かさに信頼の水準約 95%に相当する包含係数 k=2 を乗じた値である.

図 1,図 2,図 3 に各核種の認証値と測定値の分布を示す. 一部の測定値に付されたエラーバーは報告された拡張不確かさである.



図1 Cs-134の認証値と測定値の分布



図 2 Cs-137 の認証値と測定値の分布



図3 K-40の認証値と測定値の分布

- 8.標準物質の利用
- 8.1 標準物質の利用の目的

線スペクトロメトリーによる放射能分析,及び他の標準物質作製のための放射能分析 の妥当性確認,測定器の精度管理などに用いることができる.

8.2 放射能測定用容器への詰め替え

本標準物質は通常の放射能分析に用いられる容器とは異なる容器に詰められている,そのため,試料は放射能測定用の容器に詰めかえて用いることが多いと考えられる.例えば,100mL 容器の試料は主に U8 容器,1L 容器の試料は主にマリネリ容器などに詰めかえられる.また,分取や複数の試料を合わせることにより,目的に合わせた容器・梱包状態で使用できる.詰め替えの際には,適切な道具を用い玄米粒子がこすりあうことによる粉末の生成を極力避けることが必要である.

放射能測定に用いられる最小の採取量は約70gとするのが望ましい.

8.3 妥当性確認や測定器の精度管理への利用の仕方

この認証標準物質には認証値の不確かさと所間(室間)再現標準偏差とが記載されている. そのため、本標準物質を測定し、次のような手順を利用して分析能力の妥当性確認や 測定器の精度管理に用いることができる.

拡張不確かさを推定する場合:

本標準物質を測定して測定値の不確かさを求めるには、本開発成果報告書における7節 あるいは文献を参照することができる. Cs-134 と Cs-137 が測定対象核種である限り、試 験所が必要とする手順での、本報告書との違いは、計数誤差と不均質性の取扱いであろう. 試験所は生産された多数の標準物質の内の一つを測定するので、不均質性についての配慮 は不要である.

その他の要因については、本報告書の取扱いに準じて、あるいは必要なら文献値などを 用いて算出することが可能であろう.

推定した拡張不確かさを用いると、次の式から測定値の信頼性を評価することが可能で

ある. En 数の絶対値は、1以下であることが望ましい.

$$En = (x - X) / (U_x^2 + U_X^2)^{0.5}$$
(6)

- X :認証値
- U_x :試験所の値の拡張不確かさ (k=2)

Ux:認証値の拡張不確かさ(k=2)

拡張不確かさを用いない場合:

認証書の所間(室間)再現標準偏差(SD)を用いることができる.所間再現標準偏差は 認証値決定のために共同実験に参加した試験所の測定値の平均値を基準として求めた標準 偏差である.

一般に,試験所において標準物質を分析したとき,その結果と認証値との差は所間標準 偏差の2倍(2SD)以内にあることが望ましい.これは技能試験において次の(7)式で求める z スコアの絶対値が2以下に入ることと同等である.

$$z = (x - X) / SD \tag{7}$$

ここで, *SD*=*X*・*RSD*/100

また,スクリーニング法などにおける測定器の校正や日常管理に用いることが可能である.

9. 認証書

添付資料9に掲載する.

10. 結語

ここに放射能分析用玄米認証標準物質(粒状), JSAC 0731~0732 を作製した.

原子力発電所の事故からすでに1年半が経過しようとしているが、食生活への放射能汚 染を未然に防ぐための努力は引き続き必要な状態である.放射能分析の精確さはその基本 となるものであり、特に日本人の食生活の安全のために本玄米標準物質が分析値の信頼性 の確保に有効な役割を果たすことが期待される.

業務計画の立案と検討,製品の試作,そして共同実験への参加,データ解析その他多く の面でこの開発事業を支えていただいた関係者各位に深く感謝する. 添付資料



18 / 58

添付資料 2

平成24年6月1日

玄米混合予備実験結果

環境テクノス株式会社

放射能標準物質(玄米)の調製において試料の均質化を図るために混合を行った。その 際、放射線物質が多く付着していると考えられる皮部の剥がれが生じないかを確認するた め、標準物質対象の放射能玄米を混合する前に、使用予定である V 型混合機にて通常の非 放射能玄米の混合テストを行った。

テスト概要

300L V 型混合機(徳寿工作所 V-100 全容量 230L)に玄米試料(約 120kg or 60kg)を投入 し、回転速度 31rpm(実測値)にて混合した(詳細条件は下記混合条件に示す)。混合終了 後、V 型混合機下部から数 10 kg ずつ試料を取り出し、各部から 1kg 程度をサンプリング した(各条件 4 か所)。このサンプルを電磁振動篩い分け器により分級を行い玄米皮部の剥 がれ具合の確認を行った。

混合







昆合機 写真 2 : V 型混合機内部 内容量 230L 回転速度 31rpm (実測値)

混合条件

①試料投入量	約 120kg	混合時間 30 分
②試料投入量	約 120kg	混合時間 30 分(計 60 分)
③試料投入量	約 60kg	混合時間 30 分(計 90 分)
*	の順に	に試験を行い、玄米試料は同一のものを使用した。

サンプリング

混合終了後、V型混合機から玄米試料を下方に抜きながら、混合機内の各部分(底部、中部2箇所、頭部)の代表サンプルとして、1kg程度ずつ、各条件において4点のサンプリングを行った。これらの試料を用いて以下の分級試験を行った。代表サンプルは混合機か

ら取り出した順に(底部より)①

とした。

分級

1 mm目篩い、250µm目篩いを用い、1mm以上(米粒)、250µm以上1mm未満、250µm未満の3種に篩い分けを行った。



写真3:電磁振動篩い分け器 使用条件:連続振動5分間 振動強度8

分級結果

下記に示す分級後の写真のように、混合により玄米の皮部の剥がれは少ないようであった。各条件の全てのサンプルにおいて、1mm 未満の割合が 0.05%未満であり、V 型混合機における玄米試料の混合は皮部の剥がれに問題ないかと考えられる。詳細結果は次ページに示す。







写真4:分級後(左:1mm 篩い目上、中:250µm 目篩い上、右:受け皿)



写真5:分級後試料(左:250µm~1mm 試料、右:250µm 未満試料)

混合量	混合時間	篩処理量	サンプル	1mm以上	250 μ m \sim 1mm	250 <i>μ</i> m以下
120kg	30分	約500 g	1	497.4	0.1	0.1
				99.96%	0.02%	0.02%
			2	497.3	0.1	0.1
				99.96%	0.02%	0.02%
			3	497.4	0.1	0.0
				99.98%	0.02%	0.00%
			4	497.8	0.1	0.1
				99.96%	0.02%	0.02%
120kg	60分	約500 g	1	497.5	0.1	0.0
-				99.98%	0.02%	0.00%
			2	497.4	0.0	0.0
				100.00%	0.00%	0.00%
			3	497	0.0	0.0
				100.00%	0.00%	0.00%
			4	497.5	0.0	0.0
				100.00%	0.00%	0.00%
60kg	90分	約500 g	1	496.9	0.1	0.0
				99.98%	0.02%	0.00%
			2	496.6	0.0	0.0
				100.00%	0.00%	0.00%
			3	497.4	0.1	0.0
				99.98%	0.02%	0.00%
			4	497.1	0.0	0.0
				100.00%	0.00%	0.00%

表1:分級結果

補足情報

今回混合テストに使用した購入玄米と弊社にて保管している汚染玄米の写真及び含水率 測定結果を以下に示す。見た目、状態、手触り、含水率等ほぼ同等に感じられた。



写真6:玄米写真(左:汚染米、右:テスト使用米)

表2:含水率測定結果(左:汚染米、右:テスト使用米) 保管中の4つの汚染米袋より各2点ずつ測定 使用した4つの米袋より各1点ずつ測定 (a, b, c, d)

試料	含水率(%)
RA	10.62
RA	10.88
RB	11.05
RB	10.96
RC	11.49
RC	11.33
RD	10.91
RD	10.36

試料	含水率(%)
а	10.56
b	10.33
С	11.15
d	10.88

平成 24 年 6 月 20 日

放射能汚染玄米標準物質試料調製報告

環境テクノス株式会社

概要

事前に行った V 型混合機による玄米の混合テストの結果から放射線物質が多く付着して いると考えられる皮部の剥がれに問題は無いようであったため、放射能標準物質(玄米) 候補の本試料において調製作業を行った。

放射能玄米試料

下表に示す4種類の放射能を帯びた玄米を購入した。

					Bq∕ kg	
試料番号	測定時間 sec	測定順序	Cs-134	Cs-137	K-40	重量 kg
RA	36000	1	153	224	103	30.5
RB	36000	2	147	225	60	30.7
RC	36000	3	146	222	61	31.1
RD	36000	4	146	225	87	30.7
平均值			148	224	78	
標準偏差			3.03	1.3	20.9	
RSD %			2.0%	0.6%	26.9%	

調製作業

放射能標準物質(玄米)候補試料の混合・分級・瓶詰め・サンプリング・滅菌(現在進行中)の調製作業を行った。詳細を下記に示す。

混合

容量 230 L V 型混合機に玄米試料(約 120kg)を投入し、回転速度 31rpm(実測値)にて 1 時間混合した。混合後、4つの米袋に回収した。



写真1:V型混合機 內容量230L 回転速度31rpm(実測値)

<u>分級</u>

混合後回収した試料を1mm 目篩いを用い、1mm 以上(米粒)、1mm 未満(粉状)の篩 い分けを行った。篩い分け後の試料は今後行う予定である粉末用試料分に約30kg 回収し、 残りを今回の粒状用試料として20kg 程度ずつ4つのステンレス製容器(a,b,c,d、外形,高 さ360mm)に回収した。



写真2:電磁振動篩い分け器 使用条件:連続振動3分間 振動強度8 試料投入量 約500g/回

分級結果

混合テストと同様に、玄米の皮部の剥がれは少ないようであった(1mm 以上約 117kg に 対し 1mm 未満約 23g、0.02%程度)。

瓶詰め

使用瓶を洗浄後、下記2種の瓶詰めを行った。
 90g瓶詰め 300本(27 kg) 使用瓶:ねじ口瓶 褐色 SV-110
 900g瓶詰め 50本(45 kg) 使用瓶:サンボトル 茶 1000ml



写真3:使用瓶(左: 90g、右: 900g)

瓶詰め詳細

分級後の試料を 20kg 程度ずつ入れた4つのステンレス管(a,b,c,d,)から①90g 入りを 1,2,3,.....300の順に瓶詰めし、テプラにより番号ラベルを貼付した。また、①90g 入りの6 番号ごとに②900g 入りの瓶詰めを行い、番号を M1,M2,M3,.....M50 とし同様にラベルを貼 付した。瓶詰めは下記に示す表のように、各ステンレス管より①90g 入りを75本、②900g 入り 12本 or13本とした。各ステンレス管の残りの試料は今後行う予定である粉状用試料 に使用の予定である。(粉状用保管試料約 45kg)

ステンレス管	瓶詰め番号	90g 本数	900g 本数
А	$1 \sim 6, M1, 7 \sim 12, M2 \cdot \cdot M12 \cdot .75$	75本	12本
В	$76 \sim 78, M13, 79 \sim 84, M14 \cdots, 150, M25$	75本	13本
С	$151 \sim 156, M26, 157 \sim 162, M27 \cdot \cdot M37 \cdot , 225$	75本	12本
D	226~228,M38,229~234,M39···,300,M50	75本	13本
		計 300 本	計 50 本
		27 kg	45 kg

均質性試験及び共同実験用サンプリング

上記で瓶詰めした試料から、各ステンレス管の上部、中部、下部にあたる No.1,37,75 (ス テンレス管 a)、No.76,112,150 (b)、No.151,187,225 (c)、No.226,262,300 (d) を抜き出 し均質性試験用試料とした (計 12 本)。

また、大凡均等にNo.17,34,50,67,84,100,117,134,149,166,183,199,216,233,249,266,283, 299 を抜き出し共同実験用試料とした(計18本)。

試料滅菌1 (均質性試験 及び 共同実験用試料)

上記で抜き出した均質性試験用試料(計12本)と共同実験用試料(計18本)を 財団法人放射線利用振興協会 高崎事業所 照射事業部 担当:清水氏 に送付し滅菌を 行った。照射条件は Co-60 線 10kGy/h、前面1時間、後面1時間、計2時間、トータル 20kGy の条件で行った。

試料送付日:平成24年6月15日 照射日:平成24年6月18日

滅菌詳細

写真4に照射室を上から見たものを示す。中央に板状線源(カバーに覆われている)、 線源に近い所にあるラインが 10kGy/h、その次のラインが 5kGy/h となる。線源からの距離 が離れるにつれて、線量率が低くなっていく。線源の高さは 45cm となっている。

この条件に合わせ、写真5,6のように縦 30cm×横 30cm×奥 13cm の箱に均質性試験 用試料と共同実験用試料(計 30本)を5本×3段×2列に梱包した状態で、前面から1時 間照射後、箱を裏返して後面から1時間照射した。返却後の試料は瓶の蓋が薄茶色に変色 していた。



写真4:照射室





写真5:梱包箱

写真6: 箱内(瓶の状態)



写真7:滅菌後瓶(左:滅菌後、右:滅菌前)

その後の工程

滅菌後の返却試料の均質性用 12 試料は、U8 容器に詰め替え、東京都市大学 岡田先生 にて放射能均質性測定をした。また、共同実験用 18 試料は褐色瓶のまま、参加試験所に送 付した。発送日:平成 24 年 6 月 22 日。製品の滅菌は均質性試験時と同じ機関にて、同じ 条件で 8 月 9 日~10 日の間に実施した。

添付資料 3-1 共同実験参加試験所の測定条件など

試験所番号	測定方法名	検出器のメーカー と型番	コメント	Ge検出器の 相対効率	検出効率(cps/Bq)を求めるために使用し た標準線源	玄米試料測定方法
1	γ線スペクト ロメトリ	Ge検出器 GEM20P4- 70(相対効率 20%, 半値幅 1.8keV)	Cs-134の定量は2つのピーク の平均値 バックグラウン ドカウント数Nb,Nb'はピーク フィッティングを行っているの で,求めていない。解析方法 の詳細は文献(鈴木章悟,伊 下信也: Radioisotopes,57,429(2008))に 記載	相対効率 20%	日本アイソトープ協会製放射能標 準ガンマ体積線源Co-60,Mn- 54,Cs-137等線源コード MX033U8PP, 線源番号0211	質量79.37g U8容器(内径48mm, 高さ 50mm) サム効果や自己吸収の補正は行って いないが, サム効果を減らすため試料 と標準線源は検出器から5cmの距離 をとった。効率曲線は同じ高さの体積 混合線源Co-60,Mn-54,Cs-137の合計 4ピークの効率を両対数グラフで線形 近似して求めた。
2	2 添付資料3-2を参照				Cs-134, Cs-137用には日本アイソ トープ協会製放射能標準ガンマ体 積線源(アルミナ、U8、9核種混合)	
3	γ線スペクト ロメトリ	ORTEC GEM- 130225	計数時間 100000秒 Cs-137 217 Bq kg-1 ± 5.5% Cs-134 149 Bq kg-1 ± 5.5% K-40 71 Bq kg-1 ± 7%		Cs-137及びCs-134の塩酸溶液の放射能を それぞれ電離箱で測定した後、希釈してし-8 容器に入れたものを自作して、それぞれCs- 137及びCs-134に対するゲルマニウム半導体 検出器の校正に使用した。自作線源の他 に、日本アイソトープ協会が販売している放 射能標準ガンマ体積線源(9核種)と、同じく 日本アイソトープ協会が販売している放射能 標準ガンマ体積線源 (Cs-134+Cs-137)も参考にした。また日本 アイソトープ協会が販売している放射能標準 ガンマ体積線源(9核種)を用いて効率曲線 を作成しK-40に対する効率を内挿により求め た。	質量 81.68 gをU8に充填。Cs-134の 標準線源で配置を合わせて効率校正 をしており、サム効果は織り込み済 み。自己吸収はEGSで計算評価して 補正した。
4	γ線スペクト ロメトリー	CANBERRA社 製 GC2519- 7915-30	エネルギー依存性 : 日本 アイソトープ協会製 MX402 53 測定試料形状依存性 : 日本 アイソトープ協会製 CS-050 9903		測定試料形状依存性は ¹³⁷ Cs容積 線源を、エネルギー依存性は混合 核種点線源を、それぞれ測定して 求めた。なお、 ⁵⁷ Co、 ⁶⁰ Co及び ⁸⁸ Y のピーク効率を求める際には、サ ム効果の影響について補正した。	測定試料による γ 線の自己吸収は、 試料ごとに計算により補正した。また、 ¹³⁴ Csはサム効果の影響を補正した。

試験所番号	測定方法名	検出器のメーカー と型番	コメント	Ge検出器の 相対効率	検出効率(cps/Bq)を求めるために使用した標準線源	玄米試料測定方法
5	ゲルマニウ ム半導体検 出器によるガ ンマ線スペク トロメトリ	GEM20-70 (ORTEC社製)		23%	・使用した標準線源 9核種混合 放射能標準ガンマ体 積線源(U8タイプ) ・使用したソフト Gamma studio	質量:79.0g 密度:0.85g/cm ³ 充填高さ:50mm
6	同軸型Ge半 導体検出器 を用いた測 定	Canberra GX2019 (S/N 03036329)	Canberra のGamma explorer(ソフト)を用いて、定量 分析を行った。 Cs-134は検 出されたピークを「10.3.2 荷重 平均の計算」、放射能測定法 シリーズ7-ゲルマニウム半導 体検出器によるガンマ線スペ クトロメトリー(H4改訂)、p.156		放射能標準ガンマ線体積線源(ア ルミナ)、日本アイソトープ協会	玄米:74.0020g、高さ 4.726cm (n=8), 密度0.866
7	添付資料4を	参照				
8	ゲルマニウ ム半導体検 出器によるガ ンマ線スペク トロメトリー	メーカー : CANBERRA社 /型式 : GC2018	<cs-134の定量方法> 放出効率が最も大きいエネ ルギー(604.70keV)での値を、 Cs-134の値として採用した。 (他のエネルギーも含む荷重 平均値は、データの検証・確認 用としてのみ使用)</cs-134の定量方法>	24.50%	添付資料5を参照	 ・質量:71.2g ・充填高さ:4.7cm ・密度:0.855g/cm³ <測定方法> 放射能濃度の計算方法は以下の通り。 ①求めるピークを含むスペクトルを「ベース関数」及び「ガウス関数」に近似させる。 ②「ガウス関数」の近似式より、ピーク面積を算出する。 ③以下の式により、放射能濃度を算出する。 成射能濃度=ピーク面積÷(放出効率×検出効率×測定時間×試料重量×自己吸収補正項×サム効果補正項)

試験所番号	測定方法名	検出器のメーカー と型番	コメント	Ge検出器の 相対効率	検出効率(cps/Bq)を求めるために使用し た標準線源	玄米試料測定方法
10	ゲルマニウ ム半導体検 出器によるガ ンマ線スペク トロメトリー	Ge検出器GEM 20190 26D1742B	自己吸収補正、サム効果補正 あり。補正の有無などの比較 データを添付資料3-4に掲載。		標準線源基準日 : 2007-02-22 使用した核種 : Cs-137 Mn-54 Co-60 1173 keV, 1332 keV	試料高さ:50 mm 試料:92 g 材質設定:アルミナ 比重:0.829 g/cm3
11	ゲルマニウ ム半導体検 出器によるガ ンマ線スペク トロメトリー法	オルテック GMX-60P4-83	解析システム:セイコー E G & G (株) Cs134の定量値について 795.76keVのピークは同核種 の801.84keVのピーク及び、 Ac-228のピークが重なるた め、604.66keV、795.76keV双 方の値に大差が無いことを確 認した上で604.66keVの値を採 用することとする。	68%	標準線源:放射能標準ガンマ体積線 源(アルミナ)MX033U8PP((社)日本ア イソトープ協会) 校正:標準ガンマ体積線源高さ5段階 (5,10,20,30,50mm) 標準線源情報:別表1 校正に用いた核種:別表2 核種毎の検出効率:別表2(各別表掲 載省略) 自己吸収計算:セイコー イージーアン ドジー(㈱製「γスタジオ」による	玄米試料をラボミルサーで粉砕し、U- 8容器に隙間無く充填。 試料の充填高さ、密度、重量の情報を 入力し、セイコー イージーアンドジー (㈱製解析プログラムの登録情報(サム 効果補正係数、自己吸収率補正係 数)により定量する。 充填高さ:49.18mm 重量:0.0867508kg 密度:0.973g/cm3
14	γ線測定	ORTEC GMX25P4 S/N: 47- TN12417A		28%	・下記のPE製広ロビンにCs134, Cs137,あ るいはK40を含む水溶液100mLを入れて標 準線源を自作。 ・Cs134とCs137の標準線源は、基になる 線源溶液から100-200 μ L正確に秤量した ものを100mLの水に滴下して作製。基にな る線源溶液の放射能濃度は、その溶液で 点線源を作製し、市販の点線源と比較測 定し決定。 ・K40線源は、容量分析用水酸化カリウム 溶液を用いて作製。 ・自己吸収の補正は、玄米試料、Cs溶液、 KOH溶液それぞれのγ線吸収係数を実測 した上で、積分法により自己吸収割合を計 算し、各試料間での僅かな自己吸収の違 い(1.4-2.5%程度)を補正。	100mLのPE製広ロビン(内径47.5mm) に試料を約100mL(90.29g)入れて、ビ ンの側面をGe検出器(横型)の前面ア クリルキャップに密着させて測定。

試験所番号	測定方法名	検出器のメーカー と型番	コメント	Ge検出器の 相対効率	検出効率(cps/Bq)を求めるために使用した標準線源	玄米試料測定方法
15	Ge半導体検 出器による 比較標準法	キャンベラ社 GCW21S		22.8%	SEIKO EG&G γスタジオにより、 自己吸収計算、サム効果補正等 を行った。標準線源は(社)日本ア イソトープ協会より9核種混合標準 溶液(MX010-0017JCSS証明済 み、基準日2012年2月25日12時) を購入し、アルミナ粉末と混合し、 U8容器に50mm高さで充填して作 成した。	質量 0.07621 kg 密度 0.08623 kg/L 容器(充填高さ) 50mm

試験所番号									
	Cs-134		Cs-137		K-40				
	正味計数	0.58%	正味計数	0 42%	正味計数	2.09%			
	バックグラウンド計数	0.32%	バックグラウンド計数	0.06%	バックグラウンド計数	0.54%			
		2.02%	<u>ハリノノノノー 山奴</u> ピーク計粉効率	2.00%	ピーク計数効率	2.25%			
		0.25%		0.12%	ピーク計数効率エネ特	0.58%			
1		0.23/0	衣直の女足は	0.13%	装置の安定性	0.13%			
· ·	十次为佣止	0.00%	十/成为1911年 测空吐明	0.00%	半减期補止	0.00%			
	別と时间	1.20%	別と时间	0.10%	<u>測疋時间</u> 計料宣さに トム 劫索の 造い	0.10%			
	武将同じによる効率の違い	1.29%	武科向らによる効率の遅い	1.30%	武将向らによる効率の進い	0.68%			
	<u> 試料省度による日に吸収の遅い</u>	0.52%	<u> 試料省度による日に吸収の遅い</u>	0.14%	合成標準相対不確かさTotal 検算	3 54%			
		2.74%	合成標準相対个確かさ	2.75%	相対拡張不確かさ(95% , $k=2$)	7%			
	相対拡張个確かさ(95%、k=2)	5.5%	相対拡張个確かさ(95%、k=2)	5.5%					
2									
3									
4									

試験所番号	不確かさ								
	不確かさの要因 Type 相対標準不確かさ(%)								
		. , , , , ,	<u>Cs-134(605keV)</u>	<u>Cs-137(662keV)</u>	K-40(1461keV)				
	<u>計 </u>	A B	0.7	0.0	0.4 1.5				
		B	<0.1	<0.1	<0.1				
		В	<0.1	<0.1	<0.1				
5	ガンマ 線 放 出 割 合	В	0.1	0.2	1.0				
Ŭ	自己吸収補正	В	0.1	0.1	0.1				
	カスケードサム 効 果 補 正	В	0.7	0.0	0.0				
		1	1.0	1 5	F 7				
	相対合成標準个確かさ(k=1)		1.9	1.0	5./				
	相対拡張不確かさ(k=2)		3.8	2.9	11				
6									
/									
8	 不確かさの算出については、以下の1~5の不確かさの評価における要因ごとの基本的な考え方を参考に算出した。 1.天秤目盛不確かさの評価 検査品の重量と天秤最小目盛から、下記評価方法にしたがい相対標準不確かさを算出した。 2.定規目盛不確かさの評価 U8容器を用いて高さ補正を行う場合、検査品の高さとその測定に用いた定規の最小目盛から、 下記評価方法にしたがい相対標準不確かさを算出した。 3.標準線源不確かさの評価 標準体積線源のJCSS校正証明書における相対拡張不確かさから、下記評価方法にしたがい相対標準不確かさを算出した。 4.効率校正不確かさの評価 標準体積線源を用いたビーク効率の確認に係る定期監視データより、下記評価方法により相対標準不確かさを算出した。 5.計数誤差の評価 測定結果における放射能濃度と不確かさから、下記評価方法により相対標準不確かさを算出した。 								

試験所番号	不確かさ
10	
11	
14	 134Cs. 137Cs溶液の放射能濃度決定に使用した点線源 ① 152Eu線源(JAERIEu427 A-7):不確かさ±4%(30) ② 混合核種 7線線(DKD製GF-ML-M-7601 S/N:1560-47):不確かさ±2.9%(20) (241Am,109Cd. 57Co.139Ce,203Hg,113Sn,85Sr,137Cs,88Y,60Coを解析に使用。) Ge検出器表面から77mm位置に点線源を置いて各 7線に対する検出効率を測定し それらの値を指数関数の多項式で最小自乗フィットして検出効率曲線を作成。 検出効率曲線の推定不確かさは、実験値のばらつき具合から±2.0%(10)と推定。 152Eu,57Co.139Ce,88Y,60Co及び134Csの名 7線に対しては、カスケードサムによる計数損失を計算し補正。 計算に使用する全効率は、積分法で計算したエネルギー依存曲線の絶対値を137Csで測定した実験値に合うように調整したものを使用。 ・152Eu,57Co.139Ce,88Y,60Co及び134Csの名 7線に対しては、カスケードサムによる計数損失を計算し補正。 計算に使用する全効率は、積分法で計算したエネルギー依存曲線の絶対値を137Csで測定した実験値に合うように調整したものを使用。 ・40K線源の放射能強度は、自作した標準線源との間でr線計数率を直接比較することで算出。 よって、体積線源に対する検出効率曲線を求める必要はなく、その不確かさは加算されない。 134Csに対するカスケードサムの補正も、同じ形状の標準線源との間でr線計数率を直接比較しているのでキャンセルされ、 不確かさは加算されない。 厳密には自己吸収の違いが1.5%程度あるので、それに起因する効率の違いだけカスケードサムの補正量も異なるが、 それによるカスケードサムの補正量の違いは0.1%程度なので無視でき。 ・玄米試料、Cs溶液、KOH溶液の密度は、それぞれ約0.9,1.0,1.16g/cm3。 それぞれの試料に対して7線改要開し、自己吸収割合を積分法で計算。 自己吸収の割合は各試料間で1.4-2.5%程度異なり、この違いを補正。

試験所番号	不確かさ
15	解析ソフトによって計算された誤差の値を2倍して求めた。標準溶液自体の相対拡張不確かさ及び標準線源作成時の 誤差要因は含んでいない。

添付資料3-2 Lab2の測定結果

		Cs-134 (605 keV)	Cs-1	37 (662 ke	V)	BG	(796 eV)	
	試料里童(g) 測定時間(sec) 1 78.0 325,264	カウント err 31,562 178 (cps err 0.0970 0.0005	カウント e 41,512 20	rr cps 04 0.1276	err 0.0006	BG 測定時間 247,514	(sec) カワント 137	err 12
	0		0 107 (00				0 101/7		
試料高さ(mm) EffCs-1	Cs−134 (605 keV) 134 (605 keV) 濃度(Bq/kg)	err EffCs-1	Cs-137 (66 37 (662 keV)	2 keV) 濃度(Bq/k	g) err E	ffCs-1	<u>Cs-134 (79</u> (34 (796 keV)	6 keV) 濃度(Bq/kg)	err
50 0.	00918 139	1 0.0	00847	227	1	0.	00720	139	1
	K-40 (1462	keV)							
EffKCI (1462 keV) 湯 0.004779	<u>農度(Bq/kg)−KCI err</u> 56 2	Eff. (1462) 0.00421	keV)濃度(b 6	3q/kg) 4	err 2				
· · · · ·									
KCI									
50 mm									
2012.4.15									
koi									
容器 / a	24,3325								
+ KCl / a	128 1297								
KCI/a	103 7072								
Live time /se	c 30.000								
Live time /se									
count	20,910	0.00	04						
cps	0.0030	0.00	J9 I						
KCI 分子量	74 55								
К	39.10								
	0 5244								
光派期	1277000000	V							
分岐比	10.67	y %							
存在比	0.0117	%							
試料の質量	103.8	g							
壊変定数	1.721E-17	-							
原子数 N	9.811E+19								
放射能強度	1689	dps							
γ線計数率	180	cps							
試料の計数率	0.8638	cps		0.8	3611				
	0.0091	error							
検出効率	0.004794			<u>0.00</u> 4	17 <u>79</u>				

BG (1462 eV)							
BG 測定時間 (sec) カウント err							
247,514 666 26							

添付資料3−3 測定結果

供試品作製時での換算放射能濃度 2012-06-01 JST 00:00:00

試験所番 号	核種	半減期 (出典を記入する)	エネルギー	放出率	ピーク効率cps/ γ	サム効果補正有無	自己吸収補正有無	ピーク面積計算方 法(関数法又は⊐ ベール法、その他)	測定時間 live time(秒)	正味カウント数 N-Nb	ベースラインカ ウント数 Nb
	0		個々のエネルギーを記入する								
	Cs-134	2.0648y	604.72	0.9762	0.34%	無	無	関数法	320000	11252.1	
	a		個々のエネルギーを記入する								
	US-134	2.0648y	795.86	0.8553	0.26%	無	無	関数法	320000	7881.08	
1	Cs-134		定量値(平均値など)を記入す る。求め方の詳細は表紙のコメ ント欄へ記載する。								
	Cs-137	30.07y	661.66	0.8551	0.31%	無	無	関数法	320000	14167.1	
	K-40	1.28E+09	1460.83	0.107	0.15%	無	無	関数法	320000	11917.7	
		出典WWW Table of	Radioactive Isotope	s http://ie.lbl.gov/	/toi/	I	I			I	I
	Cs-134	2.06	個々のエネルギーを記入する 795.8	85.4	0.010982	有	有	コベール法	75882	8080.3	221.7
4	Cs-137	30.14	661.6	85.1	0.013773		有	コベール法	75882	15841.5	397.5
	K-40	1277000000	1460.8	10.7	0.00715		有	コベール法	75882	400.3	55.7
		核データの出典 Atomic Data and	Nuclear Data Tab	les(1983年)							
	Cs-134		個々のエネルギーを記入する								
		7.54.E+02	605	97.63	1.26.E-02	有	有	コベル法	200000	26636	1629
5	Cs-137	1.10.E+04	662	84.99	1.24.E-02	無	有	コベル法	200000	35207	1069
	K-40	4.57.E+11	1461	10.55	6.19.E-03	無	有	コベル法	200000	1433	193

試験所番 号	核種	半減期 (出典を記入する)	エネルギー	放出率	ピーク効率cps/γ	サム効果補正有無	自己吸収補正有無	ピーク面積計算方 法(関数法又は⊐ ベール法、その他)	測定時間 live time(秒)	正味カウント数 N-Nb	ベースラインカ ウント数 Nb
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 475.35	個々に記入する 1.47		_有 0.907934	^有 0.886788	関数適合法	162000	404.6	2696.4
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 563.26	8.38		_有 0.877688	_有 0.894057	関数適合法	162000	2019.0	1919.3
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 569.29	個々に記入する 15.43		_有 0.87617	^有 0.894511	関数適合法	162000	3573.9	1639.9
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 604.66	個々に記入する 97.56		^有 0.921762	^有 0.897080	関数適合法	162000	23630.6	1603.3
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 795.76	個々に記入する 85.44		^有 0.923509	^有 0.908618	関数適合法	162000	16171.0	714.7
6	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 801.84	個々に記入する 8.73		^有 0.907934	^有 0.908933	関数適合法	162000	1432.7	828.8
0	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 1038.5	個々に記入する 1		^有 0.976623	^有 0.919413	関数適合法	162000	171.5	362.3
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 1167.86	個々に記入する 1.81		^有 1.078582	^有 0.924010	関数適合法	162000	293.1	267.4
	Cs-134	Y 2.06E+00	個々のエネルギーを記入する 1365.13 定量値(平均値など)を記入す	個々に記入する 3.04		^有 1.136731	0.929939	関数適合法	162000	488.3	154.8
	Cs-134	Y 2.06E+00	る。求め方の詳細は表紙のコメ ント欄へ記載する。								
	Cs-137	Y 3.02E+01	661.64	85.1		1	0.900897	関数適合法	162000	31600.5	877.2
	K-40	Y 1.28E+09	1460.75	10.7		1	0.93244	関数適合法	162000	685.3	204.9
	Cs-134	2.062Y	個々のエネルギーを記入する 569.32keV	個々に記入する 15.43	0.01482	有	有	関数法	43200	960.5	439.2
	Cs-134	2.062Y	個々のエネルギーを記入する 604.70keV	個々に記入する 97.60	0.01474	有	有	関数法	43200	6106.0	448.0
	Cs-134	2.062Y	個々のエネルギーを記入する 795.85keV	個々に記入する 85.40	0.01135	有	有	関数法	43200	4137.9	167.8
8	Cs-134	2.062Y	個々のエネルギーを記入する 801.93keV 定量値(平均値など)を記入す	個々に記入する 8.73	0.01109	有	有	関数法	43200	368.5	123.5
	Cs-134		る。求め方の詳細は表紙のコメ ント欄へ記載する。 604.70keV	97.60	0.01474	有	有	関数法			
	Cs-137	30.00Y	661.66keV	85.21	0.01469	-	有	関数法	43200	8383.2	258.0
	K-40	1.277 × 10 ⁹ Y	1460.75keV	10.67	0.00687	_	有	関数法	43200	205.0	23.1

試験所番 号	核種	半減期 (出典を記入する)	エネルギー	放出率	ピーク効率cps/ γ	サム効果補正有無	自己吸収補正有無	ピーク面積計算方 法(関数法又は⊐ ベール法、その他)	測定時間 live time(秒)	正味カウント数 N-Nb	ベースラインカ ウント数 Nb
	Cs-134	7.531×10 ² 日	個々のエネルギーを記入する 604.66	97.56	2.1617	有	有	コベル法	80000	19740.0	1619.0
	Cs-134	7.531×10 ² 日	個々のエネルギーを記入する 795.76	85.44	1.8004	有	有	コベル法	80000	14405.2	542.8
	Cs-134		個々のエネルギーを記入する								
	Cs-134		個々のエネルギーを記入する								
11	Cs-134		定量値(平均値など)を記入す る。求め方の詳細は表紙のコメ ント欄へ記載する。 604.66								
	Cs-137	1.102×10 ⁴ 日	661.64	85.00	2.2638	無	有	コベル法	80000	28209.7	838.3
	K-40	4.664×10 ¹¹ 日	1460.75	10.67	1.3060	無	有	コベル法	80000	779.2	173.0
										K40の正『 Nd)はバッ ウント(N'- います。	^未 カウント(N− ・クグラウンドカ Nb')を補正して
	Cs-134	Table of Isotope 2.0648(10) y	個々のエネルギーを記入する 563.25	0.835(4)	0.00098	Cs134を含む標準線源な のでキャンセルされる	密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	2182	1712
	Cs-134	Table of Isotope 2.0648(10) y	· 個々のエネルギーを記入する 569.33	0.1538(6)	0.00177	Cs134を含む標準線源な のでキャンセルされる	密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	3957	1696
	Cs-134	Table of Isotope 2.0648(10) y	個々のエネルギーを記入する 604.72	0.9762(3)	0.0112	Cs134を含む標準線源な のでキャンセルされる	密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	24906	1875
14	Cs-134	Table of Isotope 2.0648(10) y	· 個々のエネルギーを記入する 795.86	0.8553(4)	0.0079	Cs134を含む標準線源な のでキャンヤルされる	密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	17117	781
	Cs-134	Table of Isotope	定量値(平均値など)を記入す る。求め方の詳細は表紙のコメ ント欄へ記載する。								
	Cs-137	Table of Isotope 30.07(3) y	es 1998 661.66	0.851(2)	0.0103	無	密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	32969	1386
	K-40	ENSDF 1.248(3)E9 y	1460.83	0.1067(13)	0.00066	無	 密度の僅かな違いのみ補 正	コベール法	167385	2679	203
	Cs-134	able of isotope	個々のエネルギーを記入する 605	0.976	0.009052	有	有	コベル法	246868	22695.4	2083.6
15	Cs-137	Table of isotope	662	0.851	0.008815	無	有	コベル法	246868	29694	1195
	K-40	(Table of isotop	1461	0.107	0.00448	無	有	コベル法	246868	611.2	148.5

試験所番 号	ピーク計数率 (カウント数/秒)	測定時の放射能 Bq	供試品作製時の 放射能 Bq	供試品作製時の 放射能濃度 (Bq/kg)	拡張不確かさ (<i>k=</i> 2) (Bq/kg)	試料がないとき の正味バックグ ラウンドカウント 数 N'-Nb' *	試料がないとき のベースライン カウント数 Nb' *	バックグラウンド 測定時間 [*] 秒	√(N+Nb+N'+Nb') 但しN',Nb'はN,Nb の測定時間に換 算 ①	(N-Nb)-(N'-Nb')但 しN',Nb'はN,Nbの 測定時間に換算 ②	計数誤差 ①/②
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.035162813	10.28	10.89	137.2		84.9346		86150			
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.024628375	10.43	11.06	139.3		86.0452		86150			
1					求め方は報告シート (不確 かさ) に記入する。						
1				138.3							
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.044272188	16.12	16.18	203.9		90.6089		86150			
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.037242813	-3.32	検出されず	検出されず		3254.92		86150			
			_		-	-	_				
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.106485069	11	12	140	14	38.5	228.0	145879	93.71	8060.27	1.163%
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
4	0.208764924	18	18	210	21	-9.2	235.2	145879	129.91	15846.29	0.820%
	0.005075006	6.0	6.0	0.0	水の方は報告シート(不確 かさ)に記入する。	40.0	00.1	145070	25.02	270.02	C COEV
	0.005275296	0.9	0.9	82	12	40.9	90.1	143879	25.03	379.03	0.003%
						-					
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.13	10.9	11.2	142	5.4	32	2327	930000	175.79	26629.12	0.660%
5	0.18	16.8	16.9	213	**0)万は報告シート(不確 かさ)に記入する。 6.2	387	1965	930000	195.64	35123.77	0.557%
	0.10	10.0	10.0	210	求め方は報告シート(不確		1000		100.01	00120.77	0.007/0
	0.01	6.40	6.40	81.0	からりに記入する。 9.2	2805	628	930000	51.89	829.77	6.253%

*事前に測定した値でよい

試験所番 号	ピーク計数率 (カウント数/秒)	測定時の放射能 Bq	供試品作製時の 放射能 Ba	供試品作製時の 放射能濃度 (Bg/kg)	拡張不確かさ (k=2)	試料がないとき の正味バックグ ラウンドカウント	試料がないとき のベースライン	バックグラウンド 測定時間 [*] 秒	√(N+Nb+N'+Nb') 但しN',Nb'はN,Nb の測定時間に換	(N-Nb)-(N'-Nb')但 しN',Nb'はN,Nbの 測定時間に換算	計数誤差 ①/②
			Бų	(Dq/ kg)	(Dq/ kg)	数 N'-Nb' *	カワント致 Nb		算①	2	
					求め方は報告シート(不確						
	0.002497531		0 1312	131.2	かさ)に記入する。 16.88						
	0.002407001		0.1012	101.2	すめののでは 求め方は報告シート(不確)						
	0.010400000		0 1 0 7 7	1077	かさ)に記入する。		000	100000	70.05	0010.00	0.000
	0.012462963		0.1377	137.7	4.319 求め方は報告シート (不確		939	1300000	/8.05	2019.00	3.800%
					かさ)に記入する。						
	0.022061111		0.1339	133.9	2.781						
					かさ)に記入する。						
	0.145867901		0.1404	140.4	0.9509		1692	1300000	165.10	23630.60	0.699%
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.099820988		0.1397	139.7	1.143		559	1300000	133.19	16171.00	0.824%
					求め方は報告シート(不確						
	0.008843827		0.124	124	3.99		570	1300000	56.85	1432.70	3.968%
6					求め方は報告シート(不確						
	0.001058642		0 1514	1514	かさ)に記入する。 24 7 0						
	0.001000012		0.1011	101.1	求め方は報告シート(不確						
	0.001900250		0 1 4 2 0	142.0	かさ)に記入する。 11 1 0						
	0.001609259		0.1439	143.9	II.42 求め方は報告シート(不確)						
					かさ)に記入する。						
	0.003014198		0.1549	154.9	8.159						
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
				1393	0.6828						
				100.0	求め方は報告シート(不確						
	0 105064015		0.2000	200.0	かさ)に記入する。		010	1200000	102.10	21600 50	0 5 0 01/
	0.190004815		0.2098	209.8	I.2U3 求め方は報告シート(不確)		010	1300000	183.19	31000.00	0.580%
	0.004000047		0.07074	70 74	かさ)に記入する。		407	4000000	04.50	005.00	E 0.40%
	0.004230247		0.07271	/2./1	4.113		407	1300000	34.59	685.30	5.048%
					かさ)に記入する。						
	0.022233796	9.725	10.10	141.8	14.46	-2.4	122.4	36000	46.15	963.38	4.790%
					求め万は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.141342593	9.826	10.20	143.3	10.12	11.5	115.5	36000	85.40	6092.20	1.402%
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.095784722	9.878	10.26	144.1	10.48	7.3	79.8	36000	68.37	4129.14	1.656%
					求め方は報告シート(不確						
8	0.008530093	8 810	9 1 4 9	128 5	18 21	15.1	77.9	36000	28.65	350 38	8 176%
	0.00000000	0.010	0.1110	120.0	求め方は報告シート(不確	10.1	77.0		20.00	000.00	0.170%
					かさ)に記入する。						
				143.3	10.12	11.5	115.5	36000			
					求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	0.194055556	15.50	15.54	218.3	15.14	10.0	115.0	36000	95.85	8371.20	1.145%
		T		T	求め方は報告シート(不確	T					1
	0.00474537	6 468	6 468	90.84	からりに記入りる。 24 51	105.7	33.4	36000	21 41	78 16	27 387%
1	0.001/100/	0.100	0.100	00.01			00.1	00000		,	L

試験所番 号	ピーク計数率 (カウント数/秒)	測定時の放射能 Bq	供試品作製時の 放射能 Bq	供試品作製時の 放射能濃度 (Bq/kg)	拡張不確かさ (<i>k=</i> 2) (Bq/kg)	試料がないとき の正味バックグ ラウンドカウント 数 N'-Nb' *	試料がないとき のベースライン カウント数 Nb' *	バックグラウンド 測定時間 [*] 秒	√(N+Nb+N'+Nb') 但しN',Nb'はN,Nb の測定時間に換 算 ①	(N-Nb)-(N'-Nb')但 しN',Nb'はN,Nbの 測定時間に換算 ②	計数誤差 ①/②
	0.24675	11.7	12.2	141	求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。 2.2	0	0	250000	151.58	19740.00	0.768%
	0.180065	11.7	12.2	141	求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。 2.4	0	0	250000	124.46	14405.20	0.864%
	#DIV/0!				求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
	#DIV/0!				求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。						
11				141	求め方は報告シート (不確 かさ) に記入する。						
	0.05000105	10.0	10.4	141	Z.Z 求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。			050000	470.00	00000 70	0.010%
	0.35262125	18.3	18.4	212	求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。	0	0	250000	1/2.88	28209.70	0.613%
	0.00974	6.99 (減衰補正係数)	6.99 0.955934 0.996925 1.000000	80.6 Cs134 Cs137 K40	7.8	465	473	250000	39.71	630.40	6.299%
	0.013035816	13.12			求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。	49	1521	300515	85.60	2154.71	3.973%
	0.023640111	13.12			求め方は報告シート (不確 かさ) に記入する。	132	1288	300515	94.11	3883.48	2.423%
	0.148794695	13.1			求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。	442	1124	300515	173.65	24659.81	0.704%
14	0.102261254	12.67			求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。	489	776	300515	140.77	16844.63	0.836%
		Weighted average			求め方は報告シート (不確 かさ) に記入する。 						
		12.93	13.5	150	7 求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。			300515			
	0.196965081	18.8	18.85	209	9 求め方は報告シート(不確	862	1220	300515	193.86	32488.87	0.597%
	0.016005018	6.74	6.74	75	かさ)に記入する。 13	3474	400	300515	73.93	744.00	9.937%
	0.091933341	9.896321	10.25715	142	求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。 2	0	0	258891	163.90	22695.40	0.722%
15	0.120282904	15.22948	15.2668	211	求め方は報告シート(不確 かさ)に記入する。 3	0	0	258891	179.12	29694.00	0.603%
	0.002475817	4.948312	4.948312	68.0	求め方は報告シート (不確 かさ) に記入する。 8.6	191.1	138.9	258891	36.81	428.97	8.582%

添付資料 3-4 Lab 10 における実験データ

試料1についてサム効果補正、自己吸収補正の有無や設定材質などの違いによる測定値比 較を行った。

					試験所 10)	
	Cs-134	Cs-137		設定材質	サム効果補正	自己吸収補正	検量線に使用した 核種
10 Cs-134 605 keV	136	198		マルミナ	0	0	Cs-137(662 keV)
10 Cs-134 796 keV	142		198	1121	0	0	Mn-54(835)
10 Cs-134 605 keV	138	199		マルミナ	0	0	
10 Cs-134 796 keV	141		199	1121	0	0	
10 Cs-134 605 keV	131	199		71.2+	<	0	1
10 Cs-134 796 keV	137		199	1121	^	0	
10 Cs-134 605 keV	147	214		マルミナ	0	~	Cs-137(662 keV)
10 Cs-134 796 keV	151		214	11021	U	~	Mn-54(835)
10 Cs-134 605 keV	141	213		マルミナ	~	~	Co-60(1173)
10 Cs-134 796 keV	146		213	1121	^	~	(1332)
10 Cs-134 605 keV	139	202			0	0	1
10 Cs-134 796 keV	143		202	0611005	U	0	
10 Cs-134 605 keV	140	203		74	0	0	1
10 Cs-134 796 keV	144		203	小	0	0	



Cs-134 の測定値は、試料1では 605 keV が 796 keV より低い値であるが、他の試料については下図のようであった。



添付資料 4: LAB 7 測定条件など

使用検出器:Ge-P6:キャンベラ GC-2518(11037695)



試料測定日: 2012 年 6 月 26 日 9:56:28 LT: 80000sec、RT: 80016.4sec

効率計算:キャンベラ ISOCS 試料化学式:(C6H10O5) 試料重量:0.0817548 kg サム効果補正 バックグラウンド差し引き 6/1に減衰補正

定量結果(Bq/kg)

Cs-134 : 126 \pm 1 Cs-137 : 189 \pm 2 K-40 : 62 \pm 5

ISOCS-2012-07-Genmai

発行日 2012/7/10

試料名 玄米 U8 50mm

使用テンプレート SimplifiedBeaker

検出器

7695

サンプル	
starch	
(C6H10O5)	

寸法(mm) 試料高

アブソーバ アクリル

2.5mm

50mm

0.904

比重



検出器からの距離(mm)

2.5

Descrip	ption:							
Comme	ent:							
Units:	⊛mm Ccm C	m 🔿 in	⊖ ft					
Specify	earrola by ite: 🖉 Dim	onaiona	C. Maluma	~ w	- indat			
opecity	sample by its. (• Dim	ensions	O Volume	() W	eigni			
No.	Description	d.1	d.2	d.3	d.4	Material	Density	Volume, ml
No.	Description Beaker	d.1 1.5	d.2 48	d.3	d.4 60	Material	Density	Volume, ml
No.	Description Beaker Sample	d.1 1.5 50	d.2	d.3 48	d.4 60	Material	Density 1.06 0.904	Volume, ml
No.	Description Beaker Sample Absorber 1	d.1 1.5 50 0.5	d.2 48	d.3 48	60	Material nolvstvr 2 starch 2 nolvstvr 2	Density 1.06 0.904 1.06	Volume, ml
No.	Description Beaker Sample Absorber 1 Absorber 2	d.1 1.5 50 0.5 2	d.2 48	d.3 48	d.4 60	Material	Density 1.06 0.904 1.06 1.17	Volume, ml



Ln(eFF)=0次+1次×Ln(Ene)+2次×Ln(Ene)²

境界値	130keV
係低 次 教 ネ の次次 ス ネ の次 ス の次 1次	-7.70121E+01 3.10978E+01 -3.26588E+00 -4.44327E-01 -3.62829E-01
2次	-3.42055E-02



1 92.76 46.5 Pb-210 1 *検出 1.94E+01 5.25E+00 2.10E+01 5.97E+00 1.94E+01 5.25E+00 2.10E+01 5.97 107 951.87 475.35 C.S=134 0 *検出 1.13E+01 1.85E+00 1.44E+01 2.62E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.51 128 1140.19 569.29 Cs-134 0 *検出 9.82E+00 2.82E-01 9.69E+00 3.36E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.51 137 1210.81 604.66 Cs-134 1 *検出 1.05E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E 1.32E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.51 201 1593.87 795.76 Cs-134 0 *検出 1.02E+01 1.22E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 *検出 1.42E+01 1.02E+	7E+00 1.78E+01 DE-02 7.65E+00 DE-02 1.41E+00
107 951.87 475.35 Cs-134 0 *検出 1.13E+01 1.85E+00 1.44E+01 2.62E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 127 1128.11 563.26 Cs-134 0 *検出 9.82E+00 2.33E-01 1.07E+01 5.62E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 128 1140.19 569.29 Cs-134 0 *検出 9.82E+00 2.36E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 137 1210.81 604.66 Cs-134 1 *検出 1.00E+01 1.01E-01 9.94E+00 1.33E-01 1.55E+01 1.33E 201 1593.87 795.76 Cs-134 0 *検出 1.01E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 *検出 1.01E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 224 22080.59 1038.5 Cs-134 0 *検出 1.0	0E-02 7.65E+00 0E-02 1.41E+00
127 1128.11 563.26 Cs-134 0 *検出 1.03E+01 4.33E-01 1.07E+01 5.62E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 128 1140.19 569.29 Cs-134 0 *検出 9.82E+00 2.82E-01 9.69E+00 3.36E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 137 1210.81 604.66 Cs-137 1 *検出 1.05E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.32E-01 1.54E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.32E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 201 1593.87 795.76 Cs-134 0 *検出 1.02E+01 1.22E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 *検出 1.14E+01 1.24E+00 1.04E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 *検出 1.12E+00 1.04	0E-02 1.41E+00
128 1140.19 569.29 Cs-134 0 *検出 9.82E+00 2.82E-01 9.69E+00 3.36E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 137 1210.81 604.66 Cs-134 1 **検出 1.00E+01 1.01E-01 9.94E+00 1.04E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 157 1324.87 661.64 Cs-134 0 **検出 1.02E+01 1.32E-01 1.54E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.37 201 1593.87 795.76 Cs-134 0 **検出 1.02E+01 1.22E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 **検出 1.01E+01 1.01E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 **検出 1.03E+01 1.03E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 273 234.83 1365.13 Cs-134 0 **検出 1.03E+01 1.03E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E	
137 1210.81 604.66 Cs=-134 1 *検出 1.00E+01 1.01E-01 9.94E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.5 157 1324.87 661.64 Cs=-137 1 *検出 1.54E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.32E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 202 1606.05 801.84 Cs=-134 0 *検出 1.01E+01 1.01E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 244 2080.59 1038.5 Cs=-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 258 2339.26 1167.86 Cs=-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 279 2804.84 1401.5<	JE-02 7.52E-01
157 1324.87 661.64 Cs-137 1 **検出 1.54E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.32E-01 1.54E+01 1.31E-01 1.55E+01 1.32 201 1593.87 795.76 Cs-134 0 **検出 1.02E+01 1.22E-01 1.02E+01 1.22E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 **検出 1.01E+01 4.14E-01 1.01E+01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 238 2339.26 1167.86 Cs-134 0 **検出 1.14E+01 1.24E+00 1.94E+00 2.32E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 **検出 1.02E+01 8.03E-01 1.00E+01 1.50E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 **検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 8.69E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.55 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 **検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12 284 2926.02 1460.75 K - 40 1 **検出 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.03E+00 4.49E-01 5.03E+00 4.49E	DE-02 1.38E-01
201 1593.87 795.76 Cs-134 0 *検出 1.02E+01 1.22E+01 1.22E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 202 1606.05 801.84 Cs-134 0 *検出 1.01E+01 4.14E-01 1.01E+01 4.61E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 244 2080.59 1038.5 Cs-134 0 *検出 9.79E+00 1.99E+00 8.43E+00 2.33E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 *検出 1.14E+01 1.24E+00 1.04E+01 1.50E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 *検出 1.02E+01 1.00E+01 8.69E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.57 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.1	2E-01 1.27E-01
202 1606.05 801.84 Cs-134 0 *検出 1.01E+01 4.14E-01 1.01E+01 4.61E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 244 2080.59 1038.5 Cs-134 0 *検出 9.79E+00 1.99E+00 8.43E+00 2.33E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 *検出 1.14E+01 1.24E+00 1.04E+01 1.50E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.92E+00 1.99E+00 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.14E+01 2.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.05E+00	DE-02 1.40E-01
244 2080.59 1038.5 Cs-134 0 *検出 9.79E+00 1.99E+00 8.43E+00 2.33E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 *検出 1.14E+01 1.24E+00 1.04E+01 1.50E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 8.69E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.32E+01 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.48E-01	DE-02 9.28E-01
258 2339.26 1167.86 Cs-134 0 *検出 1.14E+01 1.24E+00 1.04E+01 1.50E+00 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 8.69E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.56 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.14E+0	0E-02 6.85E+00
273 2734.83 1365.13 Cs-134 0 *検出 1.03E+01 8.03E-01 1.00E+01 8.69E-01 1.01E+01 7.16E-02 1.00E+01 7.50 279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2	0E-02 4.00E+00
279 2804.84 1401.5 Bi-214 0 *検出 2.22E+01 1.99E+00 2.14E+01 2.12E+00 4.48E-01 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 No */x) */x) */x	0E-02 1.84E+00
284 2926.02 1460.75 K - 40 1 *検出 5.05E+00 4.39E-01 5.03E+00 4.48E-01 1 198.93 53.77 215.5 61.15 182.65 0.00316 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171	2E+00 4.80E+00
No ネット面積(か) ウス) 土誤差(か) (積算) キット面積 (積算) 土誤差(積算) 検出限界 かウント 妨害かウント (かウス) 土誤差(か) (積算) 土誤差 (積算) 検出効率 BGかウント 土誤差 自己 1 198.93 53.77 215.5 61.15 182.65 0.00316 107 226.16 37.11 288.83 52.47 153.49 0.0171 107 226.16 37.11 288.83 52.47 153.49 0.0171 107 103.24 42.19 1039.24 54.77 137.4 3.06 0.93 3.06 0.93 0.0145 128 1742.94 50.04 1718.71 59.71 133.5 0.0144 137 11190.63 112.64 11120.8 116.62 153.92	8E-01 1.12E+00
No $\frac{1}{2X}$ <td></td>	
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	ㅋ吸收 サ시補正
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
107 226.16 37.11 288.83 52.47 153.49 0.0171 127 1003.24 42.19 1039.24 54.77 137.4 3.06 0.93 3.06 0.93 0.0145 128 1742.94 50.04 1718.71 59.71 133.5 0.0144 137 11190.63 112.64 11120.8 116.62 153.92 0.0143 225 22.3 157 15072.92 127.9 15082.2 129.08 123.8 0.0144 304 21.6 201 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	
127 1003.24 42.19 1039.24 54.77 137.4 3.06 0.93 3.06 0.93 0.0145 128 1742.94 50.04 1718.71 59.71 133.5 0.0144 137 11190.63 112.64 11120.8 116.62 153.92 0.0143 225 22.3 157 15072.92 127.9 15082.2 129.08 123.8 0.0144 304 21.6 201 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	1 1
128 1742.94 50.04 1718.71 59.71 133.5 0.0144 137 11190.63 112.64 11120.8 116.62 153.92 0.0143 225 22.3 157 15072.92 127.9 15082.2 129.08 123.8 0.0144 304 21.6 201 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	1 1 1 0.917
137 11190.63 112.64 11120.8 116.62 153.92 0.0143 225 22.3 157 15072.92 127.9 15082.2 129.08 123.8 0.0143 225 22.3 201 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	1 1 1 0.917 1 0.889
157 15072.92 127.9 15082.2 129.08 123.8 0.0144 304 21.6 201 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888
<u>201</u> 8004.99 94.18 8011.33 96.17 110.14 11.9 3.6 11.9 3.6 0.0115 189 18.2 202 789.95 32.58 792.65 36.21 72.94 0.0113	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929
	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1
	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1 1 0.931
244 75.95 15.44 65.43 18.07 53.18 0.0097	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1 1 0.931 1 0.917
258 158 17.3 144.43 20.79 55.6 0.00963	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1 1 0.931 1 0.917 1 0.917 1 0.917 1 0.979
273 222.14 17.35 216.43 18.78 39.79 0.00888	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1 1 0.931 1 0.917 1 0.917 1 0.917 1 0.979 1 1.07
279 189.62 17.02 182.81 18.12 40.99 0.00768	1 1 1 0.917 1 0.889 1 0.888 1 0.929 1 1 1 0.931 1 0.917 1 0.917 1 0.917 1 0.979 1 1.07 1 1.13
284 319.49 27.81 318.06 28.35 70.77 0.00741 160 14.5	$\begin{array}{c ccccc} 1 & 1 \\ \hline 1 & 0.917 \\ \hline 1 & 0.889 \\ \hline 1 & 0.888 \\ \hline 1 & 0.929 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline 1 & 0.931 \\ \hline 1 & 0.917 \\ \hline 1 & 0.979 \\ \hline 1 & 1.07 \\ \hline 1 & 1.13 \\ \hline 1 & 1 \\ \end{array}$

279	189.62	17.02	182.81	18.12	40.99					0.00768	
284	319.49	27.81	318.06	28.35	70.77					0.00741	
										_	
No117	26 June rece	eive		6月26日	9:58:28	8.00E+04		0.879167			
sammple weight	0.0817548	kg	measure	ガウス加重	重平均						
T1/2				Activity	error	Bq/kg		Decay			
2.0648	0.00091972	1.02503	Cs-134	1.01E+01	7.16E-02	1.23E+02	8.76E-01	126	0.9		
30.07	6.32E-05	1.001699	Cs-137	1.54E+01	1.31E-01	1.89E+02	1.60E+00	189	1.6		
		1	K – 40	5.05E+00	4.39E-01	6.17E+01	5.37E+00	61.7	5.4		

添付資料5 Lab 8 追記

1.標準線源の高さ、重量、密度					
高さ(mm)	重量(g)	密度(g/cm ³)			
5.0	9.4	1.061			
10	18.8	1.061			
20	37.6	1.061			
30	56.4	1.061			
50	94.0	1 061			

2.核種ごとの検出効率

技話夕	エネルギー			感度	ξ係数(cps/	′Bq)			7	肏出効率(%)	
松性石	(eV)	加口口(//)	5.0mm	10mm	20mm	30mm	50mm	5.0mm	10mm	20mm	30mm	50mm
Cd-109	88.03	3.79	0.601	0.560	0.387	0.308	0.215	15.868	14.766	10.220	8.133	5.665
Co- 57	122.06	85.6	13.653	12.929	9.005	7.245	5.127	15.950	15.104	10.520	8.464	5.989
Co- 57	136.47	11.10	1.685	1.594	1.116	0.901	0.642	15.178	14.358	10.058	8.119	5.780
Ce-139	165.85	79.90	10.428	9.797	6.961	5.650	4.068	13.051	12.262	8.712	7.071	5.091
Cr- 51	320.08	10.20	0.707	0.668	0.481	0.392	0.282	6.927	6.551	4.713	3.844	2.764
Sr- 85	514	99.27	4.386	4.154	2.992	2.443	1.758	4.418	4.185	3.014	2.461	1.771
Cs-137	661.64	85.00	2.962	2.804	2.016	1.646	1.186	3.485	3.299	2.372	1.936	1.395
Mn- 54	834.83	100	2.805	2.653	1.901	1.551	1.119	2.805	2.653	1.901	1.551	1.119
Y - 88	898.02	91.29	2.121	2.020	1.498	1.241	0.911	2.323	2.213	1.641	1.359	0.998
Co- 60	1173.21	100	1.782	1.695	1.254	1.040	0.767	1.782	1.695	1.254	1.040	0.767
Co- 60	1332.47	100	1.574	1.496	1.105	0.916	0.677	1.574	1.496	1.105	0.916	0.677
Y – 88	1836.13	99.34	1.161	1.099	0.803	0.665	0.493	1.169	1.106	0.808	0.669	0.496

3.自己吸収計算方法

自己吸収のあるピーク効率を、 ε s、自己吸収のないピーク効率を ε とすると、 ε sと ε の関係式は

 $\varepsilon s = \varepsilon \times f_{abs}$

となる。f_{abs}は自己吸収係数であり、以下の式により求める。

 $\int Eff(x) * exp(-\mu x) dx$ $f_{abs} = -$ ∫ Eff(x)dx

ここに、Eff(x):試料の底面から距離xにおける微厚な円板dxの効率で、Eff=A/(D+x)²

- A : 定数(先の計算式では分母子により相殺される)
- D :検出器の実効中心から試料の底面までの距離(cm) μ:着目エネルギーにおける試料の線減弱係数(/cm)

線減弱係数μについては、以下の式によって求める。

 $\mu = \rho \times \{0.6023/M(2 \times \mu_{Al} + 3 \times \mu_{O})\}$

μ:線減衰係数

ρ:試料密度

M:試料の原子量(アルミナ=101.96) µ_{A1}:アルミニウム原子の全相互作用断面積

μ₀:酸素原子の全相互作用断面積

4.使用ソフト名

Spectrum Explorer及びGamma Explorer(キャンベラジャパン株式会社)

添付資料6:Cs-134とCs-137の相関について(ユーデン図)

図1にCs-134とCs-137の値を95%信頼楕円とともに表示した(楕円はISO 13528による)。添付資料1において標準線源として日本アイソトープ協会の核種混合アルミナ放射能標準ガンマ体積線源を使用し、標準的な検出装置を使用した試験所を赤マークで示したが、よくまとまった値を示している。高感度検出器を使用したLAB3、試料横置型検出器を使用したLAB14は(検出器によるものだけとはいえないが)Cs-134が高めの値を示した。LabSOCSソフトを使用したLAB7はCs-134,Cs-137ともに低めの値を示した。LAB2はCs-137が高めの値を示した。



図1 Cs-134 と Cs-137 のユーデン図

添付資料7:報告された 線スペクトル例

スペクトルと Cs-134, Cs-137, K-40の部分を拡大したいくつかの例を示す.

























Cs-134 605 keV





lab 8 Cs-137 662 keV









lab 8 K-40 1460 keV



添付資料8 計算に基づく方法(LabSOCS)

Ge 半導体検出器の検出効率の校正方法には、測定試料と同一の条件の標準線源を用いて 決定する方法の他に標準線源を用いることなく計算によって効率を決定する手法がある. この手法のうち放射能分析用として Canberra 社が開発,販売しているソフトウェアに LabSOCS (Laboratory Sourceless Object Calibration Software)がある.日本国内で LabSOCS は、100 台程度の Ge 半導体検出器と共に出荷されており相当数の Ge 半導体検 出器の校正に活用されている.(情報提供: Canberra Japan)

野口ら(文献 1)によると、LabSOCSによって効率計算ができる Ge 半導体検出器はその検出器まわりにおける検出効率が予めモンテカルロ法で計算されており、三次元座標及 びエネルギー(40 keV~7 MeV)に対するレスポンス関数としてソフトウェアに組み込ま れている.測定試料に対する検出効率は、試料の位置、形状、マトリックスなどに応じて 細分化(1024 個)された微小体積に対する検出効率が計算される.さらに物質中における 線の減弱が補正されて、積分を行うことで検出効率が決定される.

Bronson ら (文献 2) によるバリデーションにより, LabSOCS で得られる効率の合成標 準不確かさは<150 keV が 7.1 %, 150-400 keV の範囲が 6.0 %, 400 keV を超える 線エ ネルギーでは 4.3 %と評価されている. Lab 7 が用いた定量に用いた 線は全て 400 keV を超える 線ピークを用いている. そのため, lab 7 における効率校正に起因する合成標準 不確かさを 4.3 %とした.

また,文献1においても標準線源を用いて決定した検出効率との比較が行われている. その結果,標準線源による検出効率との比は±5%以内で一致したものの,長期間室温保存 された Ge 半導体検出器の場合,比の中心値が 1.02 を示した.これは長期間の室温保存に より製造時と比較して Ge 結晶の不感層が増加したことによると推定されている.

参考文献

1. 野口正安、鈴木孝宏、酒井国博、村松勇:「線源不要の効率計算法 ISOCS による Ge 検 出器の効率の検証」、2p-2、144 頁、第 42 回アイソトープ・放射線研究発表会要旨集.

2. Frazier L. Bronson, Ram Venkataraman : Validation of the Accuracy of the LabSOCS Mathematical Efficiency for Typical Laboratory Samples, 46th Annual Conference on Bioassay, Analytical, and Environmental Radiochemistry, Nov. 12-17, 2000, Seattle, Washington.

3. K. Abbas, F. Simonelli, F. D'Alberti, M. Forte, M. F. Stroosnijder, Reliablity of two calculation codes for efficiency calibrations of HPGe detectors, Applied Radiation and isotopes, 56(2002)703-709.

The Japan Society for Analytical Chemistry 日本分析化学会

認証書

Certified Reference Material

JSAC 0731 (100 mL 容器) **JSAC 0732** (1L容器)

玄米認証標準物質(粒状) 放射能分析用

本標準物質は、セシウム 134(¹³⁴Cs),セシウム 137(¹³⁷Cs),カリウム 40(⁴⁰K)の 放射能濃度が認証された粒状玄米試料で、JISQ 0035 (ISO Guide 35) に規定される共同実験 方式を用いて認証値を決定したものである.

y線スペクトロメトリーによる放射能分析,他の標準物質作製のための放射能分析の妥当性 確認,測定器の精度管理などに用いることができる.

	7 (11) (11)	2012 - 071 1 4		
標準物質 番号	成分	放射能濃度 ^{注1)} Bq/kg	拡張不確かさ (<i>k</i> =2) ^{注2)} Bq/kg	室間再現 標準偏差 (<i>SD</i>) ^{注3)} Bq/kg
	134 Cs	141	9	6
JSAC 0731	137 C a	010	10	10

認証値 基進日時(日本時間) 2012年6月1日 0時0分0秒

^{注1)} 認証値は、水分を含んだ試料質量をもとに計算している.

¹³⁷Cs

 40 K

^{注2)} 拡張不確かさは、合成標準不確かさに包含係数 k=2 を乗じたもので、信頼の水準約 95 %に 相当する.

210

75

13

 $\overline{7}$

10

9

^{注3)} 室間再現標準偏差は、認証値決定のために共同実験に参加した試験所の測定値の平均値を基 進として求めた標準偏差である.

使用方法と使用上の注意

JSAC 0732

1. 本玄米試料は放射能測定用の容器に詰めかえて用いる. 採取量は約70 g以上とする. 例え ば、100 mL 容器の試料は主に U8 容器、1 L 容器の試料は主にマリネリ容器などに詰めか える.また、分取や複数の試料を合わせることにより、目的に合わせた容器・梱包状態で使 用できる.詰め替えの際には、適切な道具を用い玄米粒子がこすりあうことによる粉末の生 成を極力避けることが必要である.

- 2. 未使用の試料及び測定用に詰めかえた試料も、容器を故意に振動・転倒させて試料を攪拌す ることを避ける.
- 3. 本標準物質は、放射性核種を含むため取り扱いに注意し、廃棄の際には関連法規を遵守する.

保管上の注意及び認証値の安定性

本標準物質は、冷暗所に保管する.

日本分析化学会では定期的に安定性試験を行い、その結果から有効保存期間及び有効保存期 限を決めて、学会の会誌又はウエブサイト等に公表するので、参照すること.

標準物質の調製方法及び均質性評価

30 kg 玄米 4 袋を V 型混合機(230 L 容量)により一括混合した後、1 mm 篩で篩分けし、粉末 を除いたものを選別した.混合では、玄米試料を用いた事前調査が実施され、放射性物質が多 く付着していると考えられる皮部の剥がれができるだけ生じない条件が検討された.このよう にして得た試料は、2 種類のガラス製褐色ビン(100 mL 容器及び 1 L 容器)に充填された.100 mL 容器には約 90 g 入り、300 本を、1 L 容器には約 900 g 入り、50 本を調製した.その後、 γ 線照射による滅菌がなされた.

均質性試験は2試験所で実施された. 一方の試験所では12試料の放射能濃度の測定により 134Cs及び137Csの不均質性が調べられた.もう一方の試験所では化学分析によりK及びPの不 均質性が調べられた.作製された候補物質は十分均質であることが示され,評価された不均質 性は合成標準不確かさに含んだ.

乾燥減量による測定から水分は 105 ℃, 2 時間の乾燥条件で約 11 %, 95 ℃, 12 時間の乾燥条件で約 14 %であった.

認証値の決定方法

認証値は、12の試験所による Ge 半導体検出器を用いた γ 線スペクトロメトリー^{2 献1}) による 共同実験結果を JIS Q 0035 の手順に沿って統計的に処理して得られたものである. すなわち、 ビン詰めした 300 本の 100 mL 容器から 12 本をほぼ均等に抜き取り、参加試験所に配付した. 認証値は 12 の報告値の平均値であり(棄却したデータはなかった)、拡張不確かさは、共同実 験の平均値の標準不確かさ、検出効率校正の標準不確かさ、自己吸収補正に含まれるかたより、 均質性試験から推定された標準不確かさを合成して包含係数を乗じて算出した. また、室間再 現標準偏差(*SD*、報告値の標準偏差に等しい)を記載した.

共同実験の実施期間

共同実験は 2012 年7月から8月の間に行われた.

計量トレーサビリティ

測定器の校正には計量トレーサビリティが確保された手順が用いられた. すなわち,国家標 準へのトレーサビリティが取れた参照標準が用いられたほか,2試験所では⁴⁰K について KCl 及び KOH の学術的データ,1試験所では妥当性が実証されている計算によって行われた.また, 核データや自己吸収補正など,学術的データに基づく補正については不確かさを考慮した.詳 細は開発成果報告書を参照のこと.

付記

本標準物質は、独立行政法人科学技術振興機構による 2012 年度研究成果展開事業(先端計測 分析技術・機器開発プログラム)として受託し、開発されたものである. 但し、当該委託費に は、認証した標準物質の保存・頒布等に要する費用(管理費を含む)は含まれていない.

認証日付 2012 年 8 月 21 日

認証値決定に協力した分析機関

東京都市大学原子力研究所 東京都市大学原子力研究所 明治大学理工学部 (大共)高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター (財)日本分析センター (公社)日本アイソトープ協会 (独)放射線医学総合研究所 (独)産業技術総合研究所 (独)日本原子力研究開発機構 (独)農業環境技術研究所 エヌエス環境株式会社 株式会社環境総合テクノス

以上 12 機関

生産及び頒布機関 公益社団法人 日本分析化学会

調製·均質性試験機関	環境テクノス株式会社	(北九州市戸畑区中原新町2-4)
	東京都市大学原子力研究所	(川崎市麻生区王禅寺 971)
	(独)産業技術総合研究所	(つくば市梅園 1-1-1 中央第 3)

認証責任者 公益社団法人 日本分析化学会 標準物質委員会 委員長 久保田 正明

作業委員会: 放射能標準物質作製委員会

	氏名	所 属
委委委委委委委事事員務員員員員員員員局員局局	平薬米三植岡柿四 明孝四 動慶章和勇 手 の 大	東京都市大学 武蔵大学 (公財)日本国際問題研究所 (独)産業技術総合研究所 (公財)日本適合性認定協会 (株) テルム (公社)日本分析化学会 (公社)日本分析化学会

	氏 名	所属
リーダー	薬袋 佳孝	武蔵大学
サブリーダー	岩本 浩	環境テクノス(株)
委員	米澤 仲四郎	(公財)日本国際問題研究所
委員	三浦 勉	(独)產業技術総合研究所
委員	渋川 雅美	埼玉大学大学院
アドバイザー	千葉 光一	(独)產業技術総合研究所
アドバイザー	北村清司	(財)日本分析センター
アドバイザー	山田崇裕	(公社)日本アイソトープ協会
事務局	柿田 和俊	(公社)日本分析化学会
事務局	小島 勇夫	(公社)日本分析化学会

科学技術振興機構 研究成果展開事業 放射能環境標準物質開発委員会

文献 1) 平成4年改訂 放射能測定シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 スペクトロメトリー」

改定履歴

2012年10月15日 認証値の表記を変更した.

問合せ先
 公益社団法人 日本分析化学会
 〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目26-2
 五反田サンハイツ 304 号
 Tel. 03(3490)3351
 Fax 03(3490)3572
 ホームページ: http://www.jsac.or.jp/srm/srm.html
 e-mail:crmpt@ml.jsac.or.jp